

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



焼結装置シリーズ

卓上送風乾燥機

DHG

卓上送風乾燥機は、工場や大学、研究機関の実験室での乾燥、焼成、熱処理、滅菌に最適です。鏡面ステンレス内槽、マイコンPID精密温度制御、多重安全機能を備え、温度均一性が高く、操作も簡単です。

<https://www.labballmill.com/products/sintering-series/desktop-air-blower-dryer.html>

Generated at 2026-07-28 15:06:39



製品概要

卓上送風乾燥機は、工場や大学、研究機関の実験室での乾燥、焼成、熱処理、滅菌に最適です。鏡面ステンレス内槽、マイコンPID精密温度制御、多重安全機能を備え、温度均一性が高く、操作も簡単です。



Benchtop Forced-Air Drying Oven

Intelligent Temperature Control

Forced Hot Air Circulation

304 Stainless Steel Mirror Interior

Excellent Temperature Control Linearity
Peripheral Radiant Heating



Benchtop Forced-Air Drying Oven


Intelligent Temperature Control

Hot-Air Circulation

304 Stainless Steel Mirror Panel

Excellent Temperature Control Linearity
Peripheral Radiant Heating





製品紹介

工業および鉱山企業、研究所、科学研究機関などでワックスの乾燥、焼成、溶解に使用されます。この電気送風乾燥炉は、鏡面ステンレス鋼または高品質の亜鉛メッキ鋼板スタジオで作られ、プラスチック溶射の外殻と二重強化ガラスの観察窓を備えており、美しく斬新な外観を持っています。コンピューターインテリジェント温度制御、過熱保護、時間設定、優れた温度制御直線性、小さな変動。追尾警報機能と攪拌熱風循環機能を備えており、熱損失が少ないです。

- **実験室での応用**：ガラス器具の乾燥、実験サンプルの脱水、化学試薬の乾燥、生物学的機器の滅菌に使用されます。
- **工業生産**：電子部品の老化試験、食品の焼成、化学原料の乾燥などに適しています。
- **医学および科学研究**：器具の滅菌、ワックス溶解処理、材料の熱安定性試験。

技術的パラメータ

モデル	DHG-9013A(S)	DHG-9023A(S)	DHG-9053A(S)	DHG-9123A(S)	DHG-9203A(S)
電源電圧	220V 50HZ				
温度範囲	50~200℃				
温度変動	±1℃				
追跡アラーム	+5℃				
標準棚板	2個				
消費電力	500W	700W	900W	1500W	2000W
スタジオサイズ(mm)	250*250*250	300*300*275	415*370*345	555*370*525	600*550*600
外形寸法(mm)	530*406*390	580*456*415	695*526*485	835*526*665	880*706*740

- **産業**：電子部品の乾燥やエージングに使用、材料研究開発、化学製品などの乾燥・熱処理も行っております。 □
- **研究所および研究機関**：ガラス器具の乾燥、実験サンプルの熱処理、水分除去 □
- **バイオ医薬・食品分野**：食器や調理器具の乾熱滅菌（アイテムの非爆発性、可燃性、不揮発性の特性に注意してください） □
- **他の**：工業および鉱山企業、大学、科学研究ユニットなどでの乾燥、ベーキング、ワックス溶解、滅菌など。

動作原理

- **暖房システム**：電気ヒーター（ニッケルクロム合金または石英管）は、電気エネルギーを熱エネルギーに変換します。
- **空気循環**：ファンは熱風をエアダクトを通して作業室に均等に分配し、水平または垂直の対流を形成します。
- **湿度管理**：通気孔から湿気を排出し、湿度調整や除湿機能をサポートするモデルもあります。
- **温度制御閉ループ**：センサーはリアルタイムで温度を監視し、PID コントローラーが加熱出力を動的に調整して設定温度を維持します。

卓上送風乾燥機は主に内部の電気ヒーターを通じて空気を加熱し、ファンが熱風を駆動してボックス内に強制循環気流を形成します。これにより、作業室内の温度がより均一になります。サンプルはより安定して加熱されます。熱風を循環させることで、対象物の内部の水分の蒸発が促進され、乾燥効果が得られます。

製品特長

最新の卓上ブラスト乾燥機には通常、次の機能があります。:

正確な温度制御システム：主に使用される **マイコンPID制御**、正確な温度制御、操作が簡単、一部のモデルもサポートしています **プログラム可能な多段階温度制御** □

優れた素材とデザイン：主にライナーに使用されます **鏡面ステンレス**、耐食性があり、掃除が簡単です。; シェルは通常、高品質の冷間圧延鋼板で作られ、表面に静電スプレーされます。 □ **水平強制対流方法**

また、独自のエアダクト設計により、ボックス内の温度を均一に保つことができます。

安全性と利便性：通常利用可能 **過熱保護** □ **タイミング機能** 待って。二重層強化ガラス観察窓、高さ調節可能な棚 デザインも使いやすさを高めています。

さまざまなモデルの選択：容積は小型の20Lから大型の200L以上までをカバーしており、温度範囲も概ね以下の範囲内となります。 **室温+10℃~300℃以上**、さまざまなユーザーのニーズを満たすために。

アクセサリとカスタマイズ

アクセサリ

粉碎ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。