

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



THIẾT BỊ NGHIÊN KHÁC

Máy nghiền mã não

MNY

Máy nghiền mã não là thiết bị nghiền lý tưởng cho phòng thí nghiệm để nghiền bột siêu mịn với lượng nhỏ.

<https://www.labballmill.com/vi/products/grinding-series/other-grinding-equipment/agate-grinder.html>

Generated at 2026-07-28 15:05:17



Tổng quan sản phẩm

Máy nghiền mã nã là thiết bị nghiền lý tưởng cho phòng thí nghiệm để nghiền bột siêu mịn với lượng nhỏ.



Agate Mortar Grinder

MNY-Φ120

Automated Control
Micron-Level Grinding

Precise Control of
Grinding Rod Speed
Grinding Time





Agate Grinder

MNY-Φ120

Automatic Control
Micron-Level Grinding

Precise Control of
Pestle Speed and
Grinding Time



Giới thiệu sản phẩm

Máy mài vữa mã não chủ yếu bao gồm ba phần: thanh mài, cối mã não và máy cạo. Trong quá trình làm việc, cối đá mã não quay theo chiều kim đồng hồ và thanh mài nghiền nát các hạt rắn trong cối làm cho các hạt rắn nhỏ hơn và mịn hơn khi được cố định. Máy cạo sẽ cạo sạch các hạt bám trên mép cối để các hạt rắn quay trở lại cối và tiếp tục mài. Trong quá trình chuyển động của cối mã não và que nghiền, cơ hội nghiền của từng hạt rắn là bằng nhau nên kích thước hạt của bột micron nghiền là đồng đều. Đặt thời gian nghiền hợp lý cho các hạt rắn khác nhau (nói chung, thời gian nghiền càng lâu thì hạt được nghiền càng mịn), sao cho cả hạt thô và hạt mịn đều được nghiền thành hạt bột rất mịn. Kích thước hạt có thể đạt tới mức micron, và một số thậm chí có thể đạt tới mức nanomet. Toàn bộ quá trình mài có thể được điều khiển tự động. Máy nghiền bát mã não là một thiết bị nghiền lý tưởng để nghiền một lượng nhỏ bột micron trong phòng thí nghiệm.

Grinding Series

Product Details



Thông số kỹ thuật

người mẫu	MNY-Φ120
Điện áp	AC110V/220V 50Hz/60Hz
Công suất thanh mài	10w
Sức mạnh của vữa	25w
Vật liệu cối và chày	mã não
Đường kính vữa	Φ120mm
Độ sâu vữa	34mm
Tốc độ vữa	10rpm
Tốc độ quay của thanh mài	20rpm-90rpm
thời gian nghiền	0-900min

Tính năng sản phẩm

1. Sức mạnh của hạt mài có thể đạt tới mức micron.
2. Kiểm soát chính xác tốc độ thanh mài và thời gian mài.
3. Được sử dụng để nghiền bột nguyên liệu siêu cứng, bột điện tử, bột nhựa, bột thực phẩm, bột dược phẩm và bột hóa học.
4. Thao tác đơn giản.

Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.