

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



СЕРИЯ ПРОСЕИВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Малая лабораторная просеивающая машина

ZDS

Малая лабораторная просеивающая машина для анализа гранулометрического состава, заменяет ручное просеивание.

<https://www.labballmill.com/ru/products/sieving-series/small-laboratory-screening-machine.html>

Generated at 2026-07-30 20:59:40



TENCAN

Обзор продукта

Малая лабораторная просеивающая машина для анализа гранулометрического состава, заменяет ручное просеивание.





Описание продукта

Вибросито, также известное как виброгрохот, представляет собой машину, которая взаимодействует с контрольным ситом для анализа размера частиц материалов и заменяет ручное просеивание. Он широко используется для сухого и мокрого просеивания и фильтрации материалов в пищевой, медицинской, металлургической, строительной, химической, цементной, стекольной, зерновой, керамической, бумажной и других отраслях промышленности. Он обладает такими преимуществами, как стабильная вибрация, большая возбуждающая сила, стабильная производительность, быстрая скорость смены экрана, легкий вес, простота в эксплуатации и обслуживании. Основной принцип заключается в использовании грузов (неравномерных грузов), установленных на верхнем и нижнем концах вала двигателя, для преобразования вращательного движения двигателя в горизонтальное, вертикальное и наклонное трехмерное движение, а затем передачи этого движения на поверхность экрана. Если изменить фазовый угол верхнего и нижнего грузов, можно изменить направление движения сырья.

Технические параметры

Модель устройства	ZDS-200
Мощность двигателя	0.1kW
Напряжение оборудования	Однофазный 220 В 50Hz
Частота вибрации	3000r/min
Метод управления	Контроль времени
Максимальный размер выборки	2kg
Максимальное количество штабелируемых экранов	7 (высота 50 мм)
Размеры оборудования	Около 340x340x670 мм
Вес оборудования	30kg

Особенности продукта

1. Сетевой уровень можно быстро заменить без каких-либо инструментов. Количество сетевых слоев может достигать 8.;
2. Он может быть оснащен таймером автоматического управления и может быть установлен от 1 до 30 минут. ;
3. Можно использовать любую порошкообразную, жидкую или гранулированную форму. ;
4. Сетчатый порошок не летит, жидкость не распыляется случайным образом, а частицы не прыгают. ;
5. Используйте размер сетки от 3,5 до 400 меш.

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.