

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



研究機器

マルチステーション磁気スターラー

CLJ

多ステーション対応の磁気スターラーで、低粘度液体や固液混合物の攪拌・加熱攪拌が可能。
大学、研究機関、環境、化学、バイオ、製薬業界向けに設計。

<https://www.labballmill.com/ja/products/research-equipment/multi-station-magnetic-stirrer.html>

Generated at 2026-07-28 14:58:58



製品概要

多ステーション対応の磁気スターラーで、低粘度液体や固液混合物の攪拌・加熱攪拌が可能。大学、研究機関、環境、化学、バイオ、製薬業界向けに設計。



Heating Multi-Position Magnetic Stirrer

CLJ-6SG

Brushless DC Motor, Stable Operation

Each Position Independently Controlled

PTFE Heating Plate

Accurate Temperature Control, Large LCD Display



Heating Multi-Position Magnetic Stirrer

CLJ-6SG

Brushless DC Motor, Stable Operation

Each Position Independently Controlled

PTFE Heating Plate

Accurate Temperature Control,
Large LCD Display





Single-Row 4-Position
Heating Magnetic Stirrer

HMS-4G



Double-Row 4-Position
Heating Magnetic Stirrer

HMS-4SG



Double-Row 6-Position
Heating Magnetic Stirrer

HMS-6SG

製品紹介

電磁誘導マルチステーションミキサーは、さまざまな実験ニーズに対応する幅広い製品モデルを備えています。；低粘度の液体や固液混合物の攪拌、または加熱と攪拌を同時に行うのによく使用されます。これは、大学、科学研究、環境保護、化学産業、生物学、製薬およびその他の産業向けに特別に開発および設計されています。

Stirring Series

Three Specifications Available



Single-Row Four-Position
CLJ-4G



Double-Row Four-Position
CLJ-4SG



Double-Row Six-Position
CLJ-6SG

Stirring Series

Product Features

Large LCD Display

Easy to monitor,
simple to operate



PTFE Heating Plate

Corrosion-resistant,
heats evenly

Temperature Probe & Holder

The holder is a
self-developed product



Self-Developed Knob

Enhances
user experience

技術的パラメータ

モデル	CLJ-4G	CLJ-4SG	CLJ-6SG
電源	AC220 50/60HZ	AC220 50/60HZ	AC220 50/60HZ
ノイズDB	27	27	27
ミキシングステーション	4	4	6
表示モード	液晶	液晶	液晶
表示機能	温度、速度	温度、速度	温度、速度
制御モード	独立した動作	独立した動作	独立した動作
配置	単列 1*4	2列2*2	2列2*3
速度範囲RMM/MIN	50~2000	50~2000	50~2000
温度制御範囲 °C	RT+5~160	RT+5~160	RT+5~160
温度制御精度 °C	±1	±1	±1
加熱プレート温度 °C	320	320	320
ワークステーションの間隔 MM	31~176	31~176	31~176
標準スターラ $\square$ MM	(7*27+9*25+8*45)*4	(7*27+9*25+8*45)*4	(7*27+9*25+8*45)*4
単位混合容積L	10*4	10*4	10*4
単位モーター出力 W	10	10	10
単位加熱電力 W	350	350	350
許容周囲温度 °C	5~40	5~40	5~40
許容相対湿度 %	80	80	80
器具サイズMM	713*290*110	528*363*121	539*530*131
梱包サイズMM	820*395*220	629*463*221	639*629*221
正味重量KG	10	10	15
総重量KG	12.8	12.8	19.2

製品特長

- 100~240Vの広い電圧設計、広い適用範囲；
- 時間設定機能により、タイミング範囲は1~5999分まで調整可能です。高品質の滑り止めフットパッドは実験台に隙間なく密着し、スムーズに動作します。；
- IP64 保護レベル。全方位および角度からの飛沫および防水保護を提供します。；
- 各ステーションは 100% 同期して動作し、サンプル動作環境の一貫性を確保します。ダブルノブデザイン、調整可能な時間と速度、優れた始動性能、広い速度調整範囲；
- 316ステンレス鋼を使用しており、丈夫で耐食性があり、高温耐性に優れています。；
- ブラシレス DC モーター駆動、低騒音、低メンテナンス、メンテナンスフリー、長寿命；
- LCD画面には速度と時間がリアルタイムで表示され、データは直感的で、読み取りはより正確です。；
- 標準スターラーは強力な磁力と優れた攪拌効果を持ち、単一ステーションでの大きな攪拌能力を備えています。；
- 電磁誘導駆動技術を採用し、50~2000rpmまで回転数を設定でき、低速でもスムーズに走行できます。

アクセサリとカスタマイズ

アクセサリ

粉碎ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。