

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



연구 장비

멀티 스테이션 자기 교반기

CLJ

멀티 스테이션 자기 교반기: 저점도 액체 및 고액 혼합물의 교반 및 가열 교반에 최적화. 대학, 연구소, 환경, 화학, 생물, 제약 산업에 적합하도록 설계되었습니다.

<https://www.labballmill.com/ko/products/research-equipment/multi-station-magnetic-stirrer.html>

Generated at 2026-07-28 14:59:02



제품 개요

멀티스테이션 자기 교반기: 저점도 액체 및 고액 혼합물의 교반 및 가열 교반에 최적화. 대학, 연구소, 환경, 화학, 생물, 제약 산업에 적합하도록 설계되었습니다.



Heating Multi-Position Magnetic Stirrer

CLJ-6SG

Brushless DC Motor, Stable Operation
Each Position Independently Controlled

PTFE Heating Plate
Accurate Temperature Control, Large LCD Display



Heating Multi-Position Magnetic Stirrer

CLJ-6SG

Brushless DC Motor, Stable Operation
Each Position Independently Controlled

PTFE Heating Plate
Accurate Temperature Control,
Large LCD Display





Single-Row 4-Position
Heating Magnetic Stirrer

HMS-4G



Double-Row 4-Position
Heating Magnetic Stirrer

HMS-4SG



Double-Row 6-Position
Heating Magnetic Stirrer

HMS-6SG

제품 소개

전자기 유도 멀티스테이션 믹서는 다양한 실험 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 제품 모델을 갖추고 있습니다. 저점도 액체 또는 고체-액체 혼합물을 교반하거나 동시에 가열하고 교반하는 데 종종 사용됩니다. 대학, 과학 연구, 환경 보호, 화학 산업, 생물학, 제약 및 기타 산업을 위해 특별히 개발 및 설계되었습니다.

Stirring Series

Three Specifications Available



Single-Row Four-Position
CLJ-4G



Double-Row Four-Position
CLJ-4SG



Double-Row Six-Position
CLJ-6SG

Stirring Series

Product Features

Large LCD Display

Easy to monitor,
simple to operate



PTFE Heating Plate

Corrosion-resistant,
heats evenly

Temperature Probe & Holder

The holder is a
self-developed product



Self-Developed Knob

Enhances
user experience

기술적인 매개변수

모델	CLJ-4G	CLJ-4SG	CLJ-6SG
전원 공급 장치	AC220 50/60HZ	AC220 50/60HZ	AC220 50/60HZ
노이즈DB	27	27	27
믹싱 스테이션	4	4	6
디스플레이 모드	LCD	LCD	LCD
디스플레이 기능	온도, 속도	온도, 속도	온도, 속도
제어 모드	독립적인 작동	독립적인 작동	독립적인 작동
준비	단일 행 1*4	두 배 줄 2*2	두 배 줄 2*3
속도 범위RMM/MIN	50~2000	50~2000	50~2000
온도 조절 범위 ℃	RT+5~160	RT+5~160	RT+5~160
온도 조종 정확도 ℃	±1	±1	±1
가열판 온도 ℃	320	320	320
워크스테이션 간격 MM	31~176	31~176	31~176
표준 교반기 MM	(7*27+9*25+8*45)*4	(7*27+9*25+8*45)*4	(7*27+9*25+8*45)*4
단위 혼합량 L	10*4	10*4	10*4
단위 모터 전력 W	10	10	10
단위 가열 전력 W	350	350	350
허용 주위 온도 ℃	5~40	5~40	5~40
허용 상대습도 %	80	80	80
기기 크기MM	713*290*110	528*363*121	539*530*131
포장 크기MM	820*395*220	629*463*221	639*629*221
순중량KG	10	10	15
총중량KG	12.8	12.8	19.2

제품 특징

- 100~240V의 넓은 전압 설계, 넓은 적용 범위;
- 시간 설정 기능을 사용하면 타이밍 범위를 1~5999분까지 조정할 수 있습니다. 고품질의 미끄럼 방지 발 패드는 실험대에 틈 없이 밀착되어 원활하게 작동합니다.;
- IP64 보호 수준, 전방위 및 각도 스플래시 및 방수 보호 기능 제공;
- 각 스테이션은 샘플 작동 환경의 일관성을 보장하기 위해 100% 동기식으로 작동합니다. 이중 손잡이 디자인, 조정 가능한 시간 및 속도, 우수한 시동 성능 및 넓은 속도 조정 범위;
- 316 스테인레스 스틸로 제작되어 견고하고 내부식성이 뛰어나며 고온 저항성이 뛰어납니다.;
- 브러시리스 DC 모터 드라이브, 저소음, 낮은 유지 관리, 유지 관리가 필요 없고 긴 서비스 수명;
- LCD 화면은 속도와 시간을 실시간으로 표시하며 데이터는 직관적이고 판독값은 더욱 정확합니다.;
- 표준 교반기는 단일 스테이션에서 강력한 자력, 놀라운 교반 효과 및 큰 교반 용량을 제공합니다.;
- 전자기 유도 구동 기술을 사용해 50~2000rpm까지 속도 설정이 가능하며, 저속에서도 원활하게 주행할 수 있다.

액세서리 및 맞춤 제작

액세서리

분쇄 용기, 가열 요소, 샘플 홀더, 제어 모듈 및 기타 호환 액세서리는 제품 구성에 따라 선택할 수 있습니다.

맞춤 구성

전압, 용량, 챔버 크기, 공정 온도 또는 적용 요구 사항은 적절한 구성을 위해 TENCAN에 문의하십시오.