

Professional  
Powder Equipment  
Manufacturer



Powder  
Equipment



Milling  
Technology



Powder  
Materials

# TENCAN

## Product Brochure



**SERIE DE TRITURACIÓN**

# Trituradora de mandíbulas de laboratorio

**EP**

Trituradora de mandíbulas de laboratorio para minerales y frágiles

<https://www.labballmill.com/es/products/broken-series/lab-jaw-crusher.html>

Generated at 2026-07-28 15:53:05




## Descripción general del producto

Trituradora de mandíbulas de laboratorio para minerales y frágiles










## Introducción del producto

La trituradora de mandíbulas (conocida como trituradora de mandíbulas) se utiliza principalmente para la trituración de tamaño mediano de diversos minerales y materiales a granel. Puede triturar materiales con una resistencia a la compresión de no más de 320 MPa. Se divide en dos tipos: trituración gruesa y trituración fina. La trituradora de mandíbulas serie PE tiene especificaciones completas y el tamaño de las partículas de alimentación varía de 125 mm a 1200 mm. Es un equipo primario de trituración de polvo. Este equipo se utiliza principalmente para la trituración gruesa, media y fina de diversos minerales como piedra caliza, carburo de calcio, escoria de carburo de calcio, esquisto, basalto, guijarros de río, piedra azul, etc. Funciona bien en plantas de cemento, plantas de arena y grava, fábricas de piedra, plantas de desulfuración de centrales térmicas y plantas de carburo de calcio. Es ampliamente utilizado en minería, metalurgia, industria química, materiales de construcción,

conservación de agua, transporte y otras industrias.




Este equipo se utiliza principalmente para la tritución fina de diversos minerales como piedra caliza, carburo de calcio, escoria de carburo de calcio, esquisto, basalto, guijarros de río, piedra azul, etc. Tiene buenos resultados en universidades, instituciones de investigación científica, fábricas y laboratorios mineros, y se usa ampliamente en minería, metalurgia, industria química, materiales de construcción, conservación de agua, transporte, nuevas energías y otras industrias.

## Parámetros técnicos

| Nombre del producto  | Dimensiones generales | peso  | potencia del motor | Velocidad | Velocidad de movimiento de la mandíbula | Tamaño de las partículas de alimentación | Tamaño de partícula de descarga |
|----------------------|-----------------------|-------|--------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| tritadora de quijada | 730x510x570mm         | 115kg | 0,75 kW/220 V      | 1400rpm   | 560rpm                                  | <35 mm                                   | ≤Granularidad de 8 mm ajustable |

## Principio de funcionamiento



## Accesorios y personalización

### Accesorios

Los frascos de molienda, elementos calefactores, soportes de muestras, módulos de control y otros accesorios compatibles se pueden seleccionar según la configuración del producto.

### Personalización

Para requisitos de voltaje, capacidad, tamaño de cámara, temperatura de proceso o aplicación, contacte con TENCAN para una configuración adecuada.