

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



DÒNG MÁY NGHIỀN TENCAN

Máy nghiền hàm phòng thí nghiệm

EP

Máy nghiền hàm thí nghiệm dùng nghiền quặng & vật liệu giòn dưới 30mm, có thể điều chỉnh kích thước đầu ra, thực hiện cả nghiền thô và nghiền mịn.

<https://www.labballmill.com/vi/products/broken-series/lab-jaw-crusher.html>


Generated at 2026-07-28 15:53:08



Tổng quan sản phẩm




Máy nghiền hàm thí nghiệm dùng nghiền quặng & vật liệu giòn dưới 30mm, có thể điều chỉnh kích thước đầu ra, thực hiện cả nghiền thô và nghiền mịn.





Giới thiệu sản phẩm

Máy nghiền hàm (gọi tắt là máy nghiền hàm) chủ yếu được sử dụng để nghiền cỡ trung bình các loại quặng và vật liệu rời. Nó có thể nghiền nát các vật liệu có cường độ nén không quá 320Mpa. Nó được chia thành hai loại: nghiền thô và nghiền mịn. Máy nghiền hàm dòng PE có thông số kỹ thuật đầy đủ và kích thước hạt cấp liệu của nó dao động từ 125mm đến 1200mm. Nó là một thiết bị nghiền bột chính. Thiết bị này chủ yếu được sử dụng để nghiền thô, trung bình và mịn các loại quặng khác nhau như đá vôi, cacbua canxi, xỉ cacbua canxi, đá phiến, đá bazan, sỏi sông, đá xanh, v.v. Nó hoạt động tốt trong các nhà máy xi măng, nhà máy cát và sỏi, nhà máy đá, nhà máy khử lưu huỳnh nhà máy nhiệt điện và nhà máy cacbua canxi. Nó được sử dụng rộng rãi trong khai thác mỏ, luyện kim, công nghiệp hóa chất, vật liệu xây dựng, thủy lợi, giao thông vận tải và các ngành công nghiệp khác.




Thiết bị này chủ yếu được sử dụng để nghiền mịn các loại quặng khác nhau như đá vôi, cacbua canxi, xỉ cacbua canxi, đá phiến, đá bazan, sỏi sông, đá xanh, v.v. Nó có kết quả tốt trong các trường đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, nhà máy và phòng thí nghiệm mỏ, và được sử dụng rộng rãi trong khai thác mỏ, luyện kim, công nghiệp hóa chất, vật liệu xây dựng, thủy lợi, giao thông vận tải, năng lượng mới và các ngành công nghiệp khác.

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	kích thước tổng thể	cân nặng	Công suất động cơ	Tốc độ	Tốc độ hàm di chuyển	Kích thước hạt cho ăn	Kích thước hạt phóng điện
máy nghiền hàm	730x510x570mm	115kg	0,75Kw/220V	1400rpm	560rpm	<35mm	≤Có thể điều chỉnh độ chi tiết 8 mm

Nguyên lý hoạt động



Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.