

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



معدات البحث العلمي

آلة تعويم الخزان المعلق

GFX

ماكينة تعويم الخزان المعلق للاستخدام في مختبرات التعدين والجيولوجيا والصناعات الكيميائية، للتحريك والغسل وفصل وتركيز عينات الخام الصغيرة.

<https://www.labballmill.com/ar/products/research-equipment/hanging-tank-flotation-machine.html>

Generated at 2026-07-28 15:21:49



نظرة عامة على المنتج




ماكينة تعويم الخزان المعلق للاستخدام في مختبرات التعدين والجيولوجيا والصناعات الكيميائية، للتحريك والغسل وفصل وتركيز عينات الخام الصغيرة.






مقدمة المنتج








Dispersion Series

Flotation Machine / Details





يتم استخدامه للخلط والغسل في مختبرات أقسام التعدين والبحث العلمي مثل الجيولوجيا والمعادن ومواد البناء والمواد الكيميائية، وهو مناسب بشكل خاص لفصل واختيار كميات صغيرة من العينات المعدنية.

المعلومات التقنية

مشروع		وحدة	جي إف إكس 35-5	جي إف إكس 100-50
مقدار		مل	20/60/100/140	200/400
سعة		غرام	5/15/25/35	50/100
سرعة المكروه		يتغير/نقطة	0-2600	0-2600
قطر المكروه		مم	18/26/26/30	36/ 48
محرك المغزل	نموذج		YS-5612	YS-5612
	قوة		220V/ 380/ 90W	220V/ 380/ 120W
سرعة		يتغير/نقطة	2800	2800
حجم الجسيمات المغذية		مم	0.05-0.2	0.05-0.2

مميزات المنتج

1. سرعة التعويم سريعة ومؤشر الاختيار جيد.
2. التعديل مريح ودقيق، والتشغيل موثوق.
3. تحليل الخامات المنخفضة الجودة وعينات المعادن النادرة.
4. تتطلب نسبة التخصيب اختيار كمية صغيرة من العينات المعدنية بعناية.
5. آلة تعويم الخزان المعلقة القابلة للنفخ (اختيارية)، تم تصميم العمود المجوف بحجم نفخ كبير، نفخ مركزي، وتنظيم السرعة بدون خطوات عن طريق محول التردد.

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.