

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Máquina de flotación de tanque colgante

GFX

Máquina de flotación de tanque colgante para laboratorio, agita, lava y separa pequeñas muestras de minerales en geología, metalurgia, construcción y química.

<https://www.labballmill.com/es/products/research-equipment/hanging-tank-flotation-machine.html>

Generated at 2026-07-28 15:21:33



TENCAN


Descripción general del producto



Máquina de flotación de tanque colgante para laboratorio, agita, lava y separa pequeñas muestras de minerales en geología, metalurgia, construcción y química.






Introducción del producto








Dispersion Series

Flotation Machine / Details





Se utiliza para mezclar y fregar en laboratorios de departamentos de investigación científica y de minería, como geología, metalurgia, materiales de construcción y productos químicos, y es especialmente adecuado para separar y seleccionar pequeñas cantidades de muestras minerales.

Parámetros técnicos

proyecto		unidad	GFX 5-35	GFX 50-100
volumen		ml	20/60/100/140	200/400
capacidad		gramo	5/15/25/35	50/100
Velocidad del impulsor		cambiar /punto	0-2600	0-2600
Diámetro del impulsor		milímetros	18/26/26/30	36/ 48
Motor de husillo	modelo		YS-5612	YS-5612
	fuerza		220V/ 380/ 90W	220V/ 380/ 120W
	Velocidad	cambiar /punto	2800	2800
Tamaño de las partículas de alimentación		milímetros	0.05-0.2	0.05-0.2

Características del producto

1. La velocidad de flotación es rápida y el índice de selección es bueno.
2. El ajuste es conveniente y preciso, y el funcionamiento es confiable.
3. Análisis de muestras de minerales raros y de baja ley.
4. La relación de enriquecimiento requiere que se seleccione cuidadosamente una pequeña cantidad de muestras de minerales.
5. Máquina de flotación con tanque colgante inflable (opcional), el eje hueco está diseñado con un gran volumen de inflado, inflado central y regulación continua de la velocidad mediante un convertidor de frecuencia.

Accesorios y personalización

Accesorios

Los frascos de molienda, elementos calefactores, soportes de muestras, módulos de control y otros accesorios compatibles se pueden seleccionar según la configuración del producto.

Personalización

Para requisitos de voltaje, capacidad, tamaño de cámara, temperatura de proceso o aplicación, contacte con TENCAN para una configuración adecuada.