

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Флотационная машина с подвесным чаном

GFX

Флотационная машина с подвесным чаном для перемешивания, оттирки и обогащения малых проб руды в лабораториях.

<https://www.labballmill.com/ru/products/research-equipment/hanging-tank-flotation-machine.html>

Generated at 2026-07-28 15:21:18





Обзор продукта



Флотационная машина с подвесным чаном для перемешивания, оттирки и обогащения малых проб руды в лабораториях.






Описание продукта








Dispersion Series

Flotation Machine / Details





Он используется для смешивания и очистки в лабораториях горнодобывающих и научно-исследовательских отделов, таких как геология, металлургия, строительные материалы и химия, и особенно подходит для разделения и отбора небольших количеств минеральных проб.

Технические параметры

проект		единица	GFX 5-35	GFX 50-100
объем		мл	20/60/100/140	200/400
емкость		грамм	5/15/25/35	50/100
Скорость крыльчатки		изменять /точка	0-2600	0-2600
Диаметр рабочего колеса		мм	18/26/26/30	36/ 48
Шпиндельный двигатель	модель		YS-5612	YS-5612
	власть		220V/ 380/ 90W	220V/ 380/ 120W
	Скорость	изменять /точка	2800	2800
Размер подаваемых частиц		мм	0.05-0.2	0.05-0.2

Особенности продукта

1. Скорость флотации высокая, индекс селекции хороший.
2. Регулировка удобна и точна, а работа надежна.
3. Анализ проб бедных руд и редких минералов.
4. Коэффициент обогащения требует тщательного отбора небольшого количества проб минералов.
5. Флотационная машина с надувным подвесным резервуаром (опция), полый вал имеет большой объем накачки, центральную накачку и бесступенчатую регулировку скорости с помощью преобразователя частоты.

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.