

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



글로브 박스

정화 시스템 박스

표준화된 디자인으로 쉽게 제거 및 교체 가능

<https://www.labballmill.com/ko/products/glove-box/purification-system-box.html>

Generated at 2026-07-28 15:54:47



제품 개요

표준화된 디자인으로 쉽게 제거 및 교체 가능



제품 소개

가스 정화 시스템의 작동 원리

다양한 밀폐용기, 장비, 생산라인과 연결되어 폐쇄순환 환경을 형성합니다. 정제탑 내부의 정제물질은 불활성가스를 정화(주로 물과 산소 제거)하여 시스템이 항상 고정정, 고순도의 불활성가스 환경을 유지합니다.

시스템의 작동 가스는 불활성 가스 또는 질소입니다.

시스템의 제어 가스는 압축 공기 또는 불활성 가스 또는 질소입니다.

시스템의 환원 가스는 불활성 공기 또는 불활성 가스와 수소의 혼합물입니다.

Tianchuang 가스 정화 시스템의 응용 분야

과학연구, 정밀화학, 리튬전지, 원자력산업, 의약, OLED, 조명, 용접, 신에너지

가스 정화 시스템의 구조

가스 정화 시스템은 밀봉이 양호합니다. 좋은 밀봉은 장비의 성능과 안전을 보장하는 열쇠입니다.

Tianchuang은 여기에서 세심한주의를 기울였습니다. 시스템의 주요 재료는 부식 방지 스테인레스 스틸과 합금 재료로 만들어집니다. 케이스 표면은 스프레이 페인팅으로 되어 있으며 색상은 연합니다. 시스템 구조와 구성 요소는 표준화되어 있으며 제거 및 교체가 가능합니다.

액세서리 및 맞춤 제작

액세서리

분쇄 용기, 가열 요소, 샘플 홀더, 제어 모듈 및 기타 호환 액세서리는 제품 구성에 따라 선택할 수 있습니다.

맞춤 구성

전압, 용량, 챔버 크기, 공정 온도 또는 적용 요구 사항은 적절한 구성을 위해 TENCAN에 문의하십시오.