

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



HỘP GĂNG TAY

Hộp hệ thống lọc

Thiết kế tiêu chuẩn hóa cho phép tháo lắp và thay thế dễ dàng

<https://www.labballmill.com/vi/products/glove-box/purification-system-box.html>

Generated at 2026-07-28 15:54:57



Tổng quan sản phẩm

Thiết kế tiêu chuẩn hóa cho phép tháo lắp và thay thế dễ dàng



Giới thiệu sản phẩm

Hệ thống lọc khí hoạt động như thế nào

Nó được kết nối với các thùng chứa, thiết bị và dây chuyền sản xuất kín khác nhau để tạo thành một môi trường tuần hoàn khép kín. Vật liệu lọc bên trong cột lọc làm sạch khí trơ (chủ yếu loại bỏ nước và oxy), nhờ đó hệ thống luôn duy trì được môi trường khí trơ có độ sạch cao và độ tinh khiết cao.

Khí làm việc của hệ thống là khí trơ hoặc nitơ.

Khí điều khiển của hệ thống là khí nén hoặc khí trơ hoặc nitơ.

Khí khử của hệ thống là không khí trơ hoặc hỗn hợp khí trơ và hydro.

Lĩnh vực ứng dụng của hệ thống lọc khí Tianchuang

Nghiên cứu khoa học, hóa chất tốt, pin lithium, công nghiệp hạt nhân, y học, OLED, chiếu sáng, hàn, năng lượng mới

Cấu trúc hệ thống lọc khí

Hệ thống lọc khí có độ kín tốt. Niêm phong tốt là chìa khóa để đảm bảo hiệu suất và an toàn của thiết bị. Tianchuang ở đây tỉ mỉ. Vật liệu chính của hệ thống được làm bằng thép không gỉ và vật liệu hợp kim chống ăn mòn. Bề mặt vỏ được phun sơn và màu sắc nhẹ nhàng. Cấu trúc hệ thống và các thành phần được tiêu chuẩn hóa và có thể được gỡ bỏ và thay thế.

Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.