

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



CAIXA DE LUVAS

Caixa de sistema de purificação

O design padronizado permite fácil remoção e substituição

<https://www.labballmill.com/pt/products/glove-box/purification-system-box.html>

Generated at 2026-07-28 15:55:04



Visão geral do produto

O design padronizado permite fácil remoção e substituição



Introdução do produto

Como funcionam os sistemas de purificação de gás

Ele está conectado a vários contêineres selados, equipamentos e linhas de produção para formar um ambiente de circulação fechado. Os materiais de purificação dentro da coluna de purificação purificam gases inertes (removendo principalmente água e oxigênio), de modo que o sistema sempre mantém um ambiente de gás inerte altamente limpo e de alta pureza.

O gás de trabalho do sistema é gás inerte ou nitrogênio.

O gás de controle do sistema é ar comprimido ou gás inerte ou nitrogênio.

O gás redutor do sistema é o ar inerte ou uma mistura de gás inerte e hidrogênio.

Campos de aplicação do sistema de purificação de gás Tianchuang

Pesquisa científica, química fina, baterias de lítio, indústria nuclear, medicina, OLED, iluminação, soldagem, novas energias

Estrutura do sistema de purificação de gás

O sistema de purificação de gás possui boa vedação. Uma boa vedação é a chave para garantir o desempenho e a segurança do equipamento. Tianchuang é meticuloso aqui. Os principais materiais do sistema são feitos de aço inoxidável resistente à corrosão e materiais de liga. A superfície da caixa é pintada com spray e a cor é clara. A estrutura e os componentes do sistema são padronizados e podem ser removidos e substituídos.

Acessórios e personalização

Acessórios

Jarras de moagem, elementos de aquecimento, suportes de amostras, módulos de controle e outros acessórios compatíveis podem ser selecionados de acordo com a configuração do produto.

Personalização

Para requisitos de tensão, capacidade, tamanho da câmara, temperatura de processo ou aplicação, entre em contato com a TENCAN para uma configuração adequada.