

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



BÌNH NGHIỆN BI HÀNH TINH

Hũ nghiền bi hành tinh thép không gỉ 304

Hũ nghiền bi thép không gỉ 304 hành tinh là loại phổ biến nhất, dùng nghiền kim loại và phi kim loại. Có thể tùy chỉnh hũ chân không theo yêu cầu.

<https://www.labballmill.com/vi/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/304-stainless-steel-planetary-mill-jar.html>


Generated at 2026-07-28 15:28:52



Tổng quan sản phẩm

Hũ nghiền bi thép không gỉ 304 hành tinh là loại phổ biến nhất, dùng nghiền kim loại và phi kim loại. Có thể tùy chỉnh hũ chân không theo yêu cầu.







Giới thiệu sản phẩm

Lọ nghiền bi bằng thép không gỉ là lọ nghiền được sử dụng rộng rãi nhất và thường được sử dụng để nghiền vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại. Các mẫu xe tăng chân không khác nhau cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Bể chứa máy nghiền bi bằng thép không gỉ là bể chứa bằng thép không gỉ 304. Các thông số kỹ thuật thường được sử dụng bao gồm độ dày thành 8mm và 4mm. Nó có thể được sử dụng với máy nghiền bi hành tinh do công ty chúng tôi sản xuất và cũng có thể được sử dụng với máy nghiền bi hành tinh do các nhà sản xuất khác sản xuất.

Bể nghiền bi bằng thép không gỉ có thể được sử dụng rộng rãi trong vật liệu kim loại quý, vật liệu điện tử, vật liệu từ tính, sơn màu và các ngành công nghiệp khác. Bể chứa máy nghiền bi bằng thép không gỉ được cung cấp cho bạn được bọc kín bằng dụng cụ miệng bể hợp lý và độ dày. Nó rất dễ bọc kín, kín, hình dáng đẹp, chắc chắn và bền. Trong quá trình sử dụng sẽ không có khe hở, rò rỉ, góc chết và các hiện tượng không mong muốn khác, đồng thời có thể xử lý các vật liệu siêu mịn với phân bố độ mịn hẹp trong thời gian ngắn.





Thông số kỹ thuật

Thông số máy nghiền bi thép không gỉ trống:

Thông số mẫu	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Chiều cao (mm)
500ML	88	82	144
1L	106	100	172
2L	131	124	206
3L	158	152	217
5L	178	172	269
10L	243	233	307
15L	271	263	347

Thông số bể nghiền bi thép không gỉ hành tinh:

Thông số mẫu	Đường kính ngoài (mm)		Đường kính trong (mm)		Chiều cao (mm)	
	bức tường dày	bức tường mỏng	bức tường dày	bức tường mỏng	bức tường dày	bức tường mỏng
50ML	48	/	38	/	54	/
100ML	62	/	48	/	72	/
250ML	87	/	71	/	83	/
500ML	106	88	90	81	108	110
1L	131	107	115	100	118	140
1.5L	131	132	115	125	158	140
2L	157	132	141	125	148	181
2.5L	157	158	141	151	183	156
3L	157	158	141	151	213	186
4L	178	179	162	170	213	188
5L	192	/	182	/	209	/
10L	243	/	232	/	259	/
15L	271	/	261	/	295	/
20L	320	/	310	/	284	/
25L	320	/	310	/	347	/

Kích cỡ khác nhau có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

Tính năng sản phẩm

1. Thiết kế khoa học, phù hợp với tỷ lệ đường kính bể nghiền bi.
2. Công nghệ sản xuất và gia công tinh tế, bề mặt hoàn thiện cực cao.
3. Sử dụng tiêu chuẩn nội địa 304, 316L và thép không gỉ khác, có khả năng chống axit và kiềm.
4. Hiệu suất niêm phong tốt
5. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nhiều giải pháp

Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.