

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



جرار مطحنة الكرة الكوكبية

وعاء طحن كوكبي من الفولاذ المقاوم للصدأ 304

وعاء طحن من الفولاذ المقاوم للصدأ، الأكثر استخدامًا لطحن المعادن واللافلزات. يمكن تخصيص أوعية فراغية حسب الطلب.

<https://www.labballmill.com/ar/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/304-stainless-steel-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:29:03



نظرة عامة على المنتج

وعاء طحن من الفولاذ المقاوم للصدأ، الأكثر استخداماً لطحن المعادن واللافلزات. يمكن تخصيص أوعية فراغية حسب الطلب.





مقدمة المنتج

إن أوعية مطحنة الكرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ هي أكثر أوعية الطحن استخداماً وتستخدم بشكل شائع لطحن المواد المعدنية والمواد غير المعدنية. يمكن أيضاً تخصيص نماذج مختلفة من خزانات التفريغ وفقاً لمتطلبات العملاء.

خزان مطحنة الكرة الفولاذية المقاومة للصدأ هو خزان من الفولاذ المقاوم للصدأ 304. وتشمل المواصفات شائعة الاستخدام سمك الجدار 8 مم و 4 مم. يمكن استخدامها مع المطاحن الكروية الكوكبية التي تنتجها شركتنا ويمكن استخدامها أيضاً مع المطاحن الكروية الكوكبية التي تنتجها الشركات المصنعة الأخرى.

يمكن استخدام خزانات مطحنة الكرة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ على نطاق واسع في المواد المعدنية الثمينة والمواد الإلكترونية والمواد المغناطيسية والطلاءات الملونة وغيرها من الصناعات. إن خزان مطحنة الكرة الفولاذية المقاومة للصدأ المقدم لك مغلق بأدوات فوهة الخزان المعقولة والفريدة من نوعها. من السهل إغلاقها، محكمة الخلق، جميلة الشكل، قوية ومتينة. أثناء الاستخدام، لن تكون هناك فجوات أو تسربات أو زوايا ميتة أو غيرها من الظواهر غير المرغوب فيها، ويمكنها معالجة المواد فائقة الدقة بتوزيع دقيق ضيق في وقت قصير.



المعلومات التقنية

طبل الفولاذ المقاوم للصدأ مطحنة الكرة المعلمات

مواصفات النموذج	(القطر الخارجي (مم)	(القطر الداخلي (مم)	(الارتفاع (مم)
500ML	88	82	144
1L	106	100	172
2L	131	124	206
3L	158	152	217
5L	178	172	269
10L	243	233	307
15L	271	263	347

معلومات خزان مطحنة الكرة الكوكبية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ

مواصفات النموذج	(القطر الخارجي (مم)		(القطر الداخلي (مم)		(الارتفاع (مم)	
	جدار سميك	جدار رقيق	جدار سميك	جدار رقيق	جدار سميك	جدار رقيق
50ML	48	/	38	/	54	/
100ML	62	/	48	/	72	/
250ML	87	/	71	/	83	/
500ML	106	88	90	81	108	110
1L	131	107	115	100	118	140
1.5L	131	132	115	125	158	140
2L	157	132	141	125	148	181
2.5L	157	158	141	151	183	156
3L	157	158	141	151	213	186
4L	178	179	162	170	213	188
5L	192	/	182	/	209	/
10L	243	/	232	/	259	/
15L	271	/	261	/	295	/
20L	320	/	310	/	284	/
25L	320	/	310	/	347	/

يمكن تخصيص أحجام مختلفة وفقاً لاحتياجات العملاء.

مميزات المنتج

1. التصميم العلمي، بما يتفق مع نسبة قطر خزان مطحنة الكرة.
2. تكنولوجيا إنتاج وتجهيز رائعة، تشطيب سطحي عالي للغاية.
3. استخدامها للمعايير المحلية 304، 316 وغيرها من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو مقاوم للأحماض والقلويات.
4. أداء الختم الجيد
5. يمكننا أن نقدم لك العديد من الحلول

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وجوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.