

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



СТАКАНЫ ДЛЯ ПЛАНЕТАРНЫХ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ

Корундовая банка для планетарной мельницы

Корундовая банка для планетарной мельницы: высокая твердость, износостойкость в паре с циркониевыми шарами.

<https://www.labballmill.com/ru/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/corundum-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:29:50



Обзор продукта



Корундовая банка для планетарной мельницы: высокая твердость, износостойкость в паре с циркониевыми шарами.






Описание продукта

Корунд, название которого пришло из Индии, является минералогическим названием. По твердости корунд уступает только алмазу. Корунд в основном используется для изготовления высококачественных абразивных материалов. Корундовые баночки и циркониевые шарики – классическое износостойкое сочетание. Кроме того, нам необходимо напомнить нашим дорогим клиентам, что корундовая банка хоть и обладает сильной твердостью, но она также хрупкая. Пожалуйста, не допускайте его падения на землю и ударов высокой интенсивности во время использования, чтобы он не сломался. Вакуумные резервуары из различных материалов и моделей могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика.





Технические параметры

Технические характеристики модели	Внешний диаметр (мм)	Высота (мм)
50ml	56	70
100ml	70	72
250ml	95	88
500ml	106	112
1000ml	133	131
1500ml	132	141
2000ml	132	173

Примечание. Приведенные выше размеры являются стандартными характеристиками, специальные размеры могут быть изменены по индивидуальному заказу.

Особенности продукта

Высокая термостойкость, коррозионная стойкость, высокая прочность, высокая твердость, износостойкость и другие характеристики.

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.