

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



PLANETENKUGELMÜHLEN-MAHLBEHÄLTER

Korund-Planetenmahlbecher

Korund, nach Diamant das härteste Material, ideal für hochwertige Mahlanwendungen. Der Korundbecher mit Zirkonoxidkugeln bietet eine klassische verschleißfeste Kombination.

<https://www.labballmill.com/de/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/corundum-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:30:01



Produktübersicht



Korund, nach Diamant das härteste Material, ideal für hochwertige Mahlanwendungen. Der Korundbecher mit Zirkonoxidskugeln bietet eine klassische verschleißfeste Kombination.






Produkteinführung

Korund, dessen Name aus Indien stammt, ist ein mineralogischer Name. Die Härte von Korund ist nach Diamant die zweitgrößte. Korund wird hauptsächlich für hochwertige Schleifmittel verwendet. Korundgläser und Zirkonkugeln sind eine klassische verschleißfeste Kombination. Darüber hinaus müssen wir unsere lieben Kunden daran erinnern, dass das Korundglas zwar eine starke Härte aufweist, aber auch zerbrechlich ist. Bitte verhindern Sie, dass es während des Gebrauchs auf den Boden fällt und starken Stößen ausgesetzt wird, damit es nicht zerbricht. Vakuumtanks aus verschiedenen Materialien und Modellen können je nach Kundenwunsch individuell angepasst werden.





Technische Parameter

Modellspezifikationen	Außendurchmesser (mm)	Höhe (mm)
50ml	56	70
100ml	70	72
250ml	95	88
500ml	106	112
1000ml	133	131
1500ml	132	141
2000ml	132	173

Hinweis: Bei den oben genannten Abmessungen handelt es sich um Standardangaben, Sonderabmessungen können individuell angepasst werden.

Produktmerkmale

Hohe Temperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hohe Festigkeit, hohe Härte, Verschleißfestigkeit und andere Eigenschaften.

Zubehör und Anpassung

Zubehör

Mahlbecher, Heizelemente, Probenhalter, Steuermodule und weiteres passendes Zubehör können entsprechend der Produktkonfiguration ausgewählt werden.

Anpassung

Für Spannung, Kapazität, Kammergröße, Prozesstemperatur oder Anwendungsanforderungen kontaktieren Sie bitte TENCAN für eine passende Konfiguration.