

Professional  
Powder Equipment  
Manufacturer



Powder  
Equipment



Milling  
Technology



Powder  
Materials

# TENCAN

## Product Brochure



JARRAS PARA MOLINO PLANETARIO DE BOLAS

## Frasco de molino planetario de corindón

Frasco planetario de corindón: dureza superior, ideal para molienda de alta calidad.  
Con bolas de circonio, resistente al desgaste.

<https://www.labballmill.com/es/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/corundum-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:30:05



## Descripción general del producto



Frasco planetario de corindón: dureza superior, ideal para molienda de alta calidad. Con bolas de circonio, resistente al desgaste.






## Introducción del producto

Corindón, cuyo nombre proviene de la India, es un nombre mineralógico. La dureza del corindón es superada sólo por el diamante. El corindón se utiliza principalmente para materiales abrasivos de alta calidad. Los tarros de corindón y las bolas de circonita son una combinación clásica resistente al desgaste. Además, debemos recordarles a nuestros queridos clientes que, aunque el frasco de corindón tiene una gran dureza, también es frágil. Evite que caiga al suelo y reciba impactos de alta intensidad durante el uso para evitar que se rompa. Los tanques de vacío de diversos materiales y modelos se pueden personalizar según los requisitos del cliente.





## Parámetros técnicos

| Especificaciones del modelo | Diámetro exterior (mm) | Altura (mm) |
|-----------------------------|------------------------|-------------|
| 50ml                        | 56                     | 70          |
| 100ml                       | 70                     | 72          |
| 250ml                       | 95                     | 88          |
| 500ml                       | 106                    | 112         |
| 1000ml                      | 133                    | 131         |
| 1500ml                      | 132                    | 141         |
| 2000ml                      | 132                    | 173         |

*Nota: Las dimensiones anteriores son especificaciones estándar; se pueden personalizar dimensiones especiales.*

## Características del producto

Resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, alta resistencia, alta dureza, resistencia al desgaste y otras características.

## Accesorios y personalización

### Accesorios

Los frascos de molienda, elementos calefactores, soportes de muestras, módulos de control y otros accesorios compatibles se pueden seleccionar según la configuración del producto.

### Personalización

Para requisitos de voltaje, capacidad, tamaño de cámara, temperatura de proceso o aplicación, contacte con TENCAN para una configuración adecuada.