

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



جرار مطحنة الكرة الكوكبية

جرة طاحونة كوكبية من الكورونديم

الكورونديم يأتي في المرتبة الثانية بعد الماس في الصلابة، ويستخدم في الطحن الفائق. جرة الكورونديم مع كرات أكسيد الزركونيوم توفر مقاومة تآكل ممتازة. مثالية للمطاحن الكوكبية.

<https://www.labballmill.com/ar/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/corundum-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:30:19



نظرة عامة على المنتج

الكوروندوم يأتي في المرتبة الثانية بعد الماس في الصلابة، ويستخدم في الطحن الفائق. جرة الكوروندوم مع كرات أكسيد الزركونيوم توفر مقاومة تآكل ممتازة. مثالية للمطاحن الكوكبية.





مقدمة المنتج

أكسيد الألمونيوم، الذي نشأ اسمه من الهند، هو اسم علم المعادن. صلابة أكسيد الألمونيوم تأتي في المرتبة الثانية بعد الماس. يستخدم أكسيد الألمونيوم بشكل رئيسي للمواد الكاشطة عالية الجودة. الجرار أكسيد الألمونيوم وكرات الزركونيا هي مزيج كلاسيكي مقاوم للاهتراء. بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى تذكير عملائنا الأعزاء بأنه على الرغم من أن وعاء أكسيد الألمونيوم يتمتع بصلابة قوية، إلا أنه هش أيضاً. يرجى منعه من السقوط على الأرض والتأثير عالي الكثافة أثناء الاستخدام لمنعه من الكسر. يمكن تخصيص خزانات التفريغ بمواد ونماذج مختلفة وفقاً لمتطلبات العملاء.





المعلومات التقنية

مواصفات النموذج	(القطر الخارجي (مم)	(الارتفاع (مم)
50ml	56	70
100ml	70	72
250ml	95	88
500ml	106	112
1000ml	133	131
1500ml	132	141
2000ml	132	173

ملحوظة: الأبعاد المذكورة أعلاه هي مواصفات قياسية، ويمكن تخصيص أبعاد خاصة.

ميزات المنتج

مقاومة درجات الحرارة العالية، مقاومة التآكل، قوة عالية، صلابة عالية، مقاومة التآكل وغيرها من الخصائص.

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.