

Professional  
Powder Equipment  
Manufacturer



Powder  
Equipment



Milling  
Technology



Powder  
Materials

# TENCAN

## Product Brochure



JARRAS PARA MOLINO PLANETARIO DE BOLAS

## Frasco de molino planetario de ágata

Frasco de molino planetario de ágata natural: alta dureza, resistente al desgaste, sin impurezas. Ideal para molienda de materiales de alta pureza.

<https://www.labballmill.com/es/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/agate-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:30:40




## Descripción general del producto

Frasco de molino planetario de ágata natural: alta dureza, resistente al desgaste, sin impurezas. Ideal para molienda de materiales de alta pureza.



## Introducción del producto

El ágata natural tiene una gran dureza, es resistente al desgaste y no introduce impurezas. Por lo tanto, los tanques de ágata planetaria se utilizan generalmente para moler materiales de alta pureza.



Los tanques de molienda de bolas de ágata planetaria se utilizan ampliamente en procesos de molienda de bolas con altos requisitos, como materiales electrónicos, materiales optoelectrónicos, biomedicina, investigación científica e industria química, lodos de esmalte cerámico, minerales no metálicos, nuevos materiales, etc.

## Parámetros técnicos

| Especificaciones del modelo | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Altura (mm) |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 50ml                        | 65                     | 45                     | 57          |
| 100ml                       | 75                     | 50                     | 70          |
| 150ml                       | 90                     | 62                     | 80          |
| 250ml                       | 94                     | 73                     | 90          |
| 300ml                       | 102                    | 79                     | 95          |
| 400ml                       | 106                    | 80                     | 103         |
| 500ml                       | 106                    | 82                     | 108         |
| 1000ml                      | 133                    | 107                    | 141         |
| 2000ml                      | 156                    | 130                    | 190         |

También se pueden personalizar otras especificaciones según sea necesario.

## Características del producto

1. Alto brillo y fuerte resistencia a las vibraciones. Los experimentos han demostrado que los productos de tarros de ágata no presentan irregularidades evidentes después de la vibración y el desgaste a alta velocidad.
2. El frasco de ágata planeta está hecho de materias primas de piedra de ágata importadas de Brasil y Uruguay, con colores brillantes y alta dureza.
3. El frasco de ágata planetaria tiene una fuerte resistencia a altas temperaturas, ácidos y álcalis, y puede usarse en medios de molienda ácidos.

## **Accesorios y personalización**

### **Accesorios**

Los frascos de molienda, elementos calefactores, soportes de muestras, módulos de control y otros accesorios compatibles se pueden seleccionar según la configuración del producto.

### **Personalización**

Para requisitos de voltaje, capacidad, tamaño de cámara, temperatura de proceso o aplicación, contacte con TENCAN para una configuración adecuada.