

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



BÌNH NGHIỆN BI HÀNH TINH

Hũ nghiền bi mã não hành tinh

Hũ nghiền bi mã não hành tinh: chất liệu mã não tự nhiên, độ cứng cao, chịu mài mòn, không lẫn tạp chất, lý tưởng cho nghiền vật liệu tinh khiết cao.

<https://www.labballmill.com/vi/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/agate-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:30:43




Tổng quan sản phẩm

Hũ nghiền bi mã não hành tinh: chất liệu mã não tự nhiên, độ cứng cao, chịu mài mòn, không lẫn tạp chất, lý tưởng cho nghiền vật liệu tinh khiết cao.



Giới thiệu sản phẩm

Mã não tự nhiên có độ cứng cao, chống mài mòn và không mang tạp chất vào. Do đó, bể mã não hành tinh thường được sử dụng để nghiền các vật liệu có độ tinh khiết cao.



Bể nghiền bi mã não hành tinh được sử dụng rộng rãi trong các quy trình nghiền bi có yêu cầu cao như vật liệu điện tử, vật liệu quang điện tử, y sinh, nghiên cứu khoa học và công nghiệp hóa chất, bùn men gốm, khoáng sản phi kim loại, vật liệu mới, v.v.

Thông số kỹ thuật

Thông số mẫu	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Chiều cao (mm)
50ml	65	45	57
100ml	75	50	70
150ml	90	62	80
250ml	94	73	90
300ml	102	79	95
400ml	106	80	103
500ml	106	82	108
1000ml	133	107	141
2000ml	156	130	190

Các thông số kỹ thuật khác cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.

Tính năng sản phẩm

- Độ bóng cao và khả năng chống rung mạnh. Các thí nghiệm đã chứng minh rằng các sản phẩm lọ mã não không có sự không đồng đều rõ ràng sau khi rung và mài mòn ở tốc độ cao.
- Lọ mã não hành tinh được làm bằng nguyên liệu đá mã não nhập khẩu từ Brazil và Uruguay, có màu sắc tươi sáng và độ cứng cao.
- Bình mã não hành tinh có khả năng chịu nhiệt độ cao, axit và kiềm mạnh, có thể sử dụng trong môi trường mài axit.

Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.