

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



BOL DE BROYEUR PLANÉTAIRE

Bol de broyage planétaire en agate

Bol de broyage planétaire en agate naturelle, dureté élevée, résistant à l'usure, sans introduction d'impuretés. Idéal pour le broyage de matériaux de haute pureté.

<https://www.labballmill.com/fr/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/agate-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:30:45




Présentation du produit

Bol de broyage planétaire en agate naturelle, dureté élevée, résistant à l'usure, sans introduction d'impuretés. Idéal pour le broyage de matériaux de haute pureté.



Présentation du produit

L'agate naturelle a une dureté élevée, est résistante à l'usure et n'apporte pas d'impuretés. Par conséquent, les réservoirs planétaires en agate sont généralement utilisés pour broyer des matériaux de haute pureté.



Les cuves de broyage planétaire à boulets d'agate sont largement utilisées dans les processus de broyage à boulets avec des exigences élevées telles que les matériaux électroniques, les matériaux optoélectroniques, la biomédecine, la recherche scientifique et l'industrie chimique, la boue de glaçage céramique, les minéraux non métalliques, les nouveaux matériaux, etc.

Paramètres techniques

Spécifications du modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Hauteur (mm)
50ml	65	45	57
100ml	75	50	70
150ml	90	62	80
250ml	94	73	90
300ml	102	79	95
400ml	106	80	103
500ml	106	82	108
1000ml	133	107	141
2000ml	156	130	190

D'autres spécifications peuvent également être personnalisées selon les besoins.

Caractéristiques du produit

1. Haute brillance et forte résistance aux vibrations. Des expériences ont prouvé que les produits en pot d'agate ne présentent aucune irrégularité évidente après des vibrations et une usure à grande vitesse.
2. Le pot d'agate planète est fait de matières premières en pierre d'agate importées du Brésil et d'Uruguay, avec une couleur vive et une dureté élevée.
3. Le pot d'agate planétaire a une forte résistance aux températures élevées, aux acides et aux alcalis et peut être utilisé dans des milieux de broyage acides.

Accessoires et personnalisation

Accessoires

Les bols de broyage, éléments chauffants, porte-échantillons, modules de commande et autres accessoires compatibles peuvent être sélectionnés selon la configuration du produit.

Personnalisation

Pour les exigences de tension, capacité, taille de chambre, température de procédé ou application, veuillez contacter TENCAN pour une configuration adaptée.