

**Professional
Powder Equipment
Manufacturer**



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



FRASCOS PARA MOINHO DE BOLAS PLANETÁRIO

Jarro de Moinho Planetário de Ágata

Jarro planetário de ágata natural: alta dureza, resistente ao desgaste, sem impurezas. Perfeito para moagem de materiais de alta pureza.

<https://www.labballmill.com/pt/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/agate-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:30:49




Visão geral do produto

Jarro planetário de ágata natural: alta dureza, resistente ao desgaste, sem impurezas.
Perfeito para moagem de materiais de alta pureza.



Introdução do produto

A ágata natural possui alta dureza, é resistente ao desgaste e não traz impurezas. Portanto, os tanques planetários de ágata são geralmente usados para moer materiais de alta pureza.



Os tanques planetários de moagem de ágata são amplamente utilizados em processos de moagem de bolas com altos requisitos, como materiais eletrônicos, materiais optoeletrônicos, biomedicina, pesquisa científica e indústria química, pasta de esmalte cerâmico, minerais não metálicos, novos materiais, etc.

Parâmetros técnicos

Especificações do modelo	Diâmetro externo (mm)	Diâmetro interno (mm)	Altura (mm)
50ml	65	45	57
100ml	75	50	70
150ml	90	62	80
250ml	94	73	90
300ml	102	79	95
400ml	106	80	103
500ml	106	82	108
1000ml	133	107	141
2000ml	156	130	190

Outras especificações também podem ser personalizadas conforme necessário.

Características do produto

1. Alto brilho e forte resistência à vibração. Experimentos provaram que os produtos em frasco de ágata não apresentam irregularidades óbvias após vibração e desgaste em alta velocidade.
2. O frasco de ágata planeta é feito de matéria-prima de pedra ágata importada do Brasil e Uruguai, com cor brilhante e alta dureza.
3. O frasco de ágata planetário tem forte resistência a altas temperaturas, ácidos e álcalis e pode ser usado em meios de moagem ácidos.

Acessórios e personalização

Acessórios

Jarras de moagem, elementos de aquecimento, suportes de amostras, módulos de controle e outros acessórios compatíveis podem ser selecionados de acordo com a configuração do produto.

Personalização

Para requisitos de tensão, capacidade, tamanho da câmara, temperatura de processo ou aplicação, entre em contato com a TENCAN para uma configuração adequada.