

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



СТАКАНЫ ДЛЯ ПЛАНЕТАРНЫХ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ

Нейлоновая планетарная мельница-банка

Нейлоновая планетарная банка без металлических примесей. Идеальна для драгметаллов и пигментов.

<https://www.labballmill.com/ru/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/nylon-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:31:00



Обзор продукта


Нейлоновая планетарная банка без металлических примесей. Идеальна для драгметаллов и пигментов.





Описание продукта

Нейлоновый стакан шаровой мельницы представляет собой высококачественный размольный стакан. Нейлоновые стаканы не содержат металлических примесей и являются предпочтительными стаканами для измельчения различных металлов и высококачественных пигментов. Их можно широко использовать в драгоценных металлах, электронной керамике, магнитных материалах, пигментах и покрытиях и других отраслях промышленности.



Технические параметры

Характеристики модели	Внешний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Высота (мм)
25ML	63	31	65
50ML	63	43	59
100ML	68	48	76
250ML	88	68	98
500ML	108	88	115
1L	133	109	142
1.5L	133	109	178
2L	158	134	172
2.5L	158	134	202
3L	158	138	210
4L	178	158	226
5L	218	190	217
10L	246	218	307
15L	273	243	372
20L	320	285	359
25L	320	285	424

Примечание. Баки шаровых мельниц емкостью 5–25 л покрыты нержавеющей сталью. Для уточнения толщины стен позвоните нам.

Различные размеры могут быть настроены в соответствии с потребностями клиента.

Особенности продукта

1. Гладкий внешний вид;
2. Более высокая твердость ;
3. Устойчив к различным растворителям (таким как ацетон, спирт) ;
4. Ударопрочность ;
5. Хорошая прочность ;
6. Высокая износостойкость. ;
7. Продукты нелегко загрязнить. ;
8. Длительный срок службы ;
9. Высокая эффективность измельчения. ;
10. Сырье перерабатывается из импортного сырья.

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.