

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



遊星ボールミル用粉碎ジャー

遊星ナイロンボールミルポット

金属不純物がなく、貴金属や高級顔料の粉碎に最適なナイロン製ボールミルポット。電子セラミックス、磁性材料、色材塗料など幅広い業界で使用可能。

<https://www.labballmill.com/ja/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/nylon-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:31:04



製品概要


金属不純物がなく、貴金属や高級顔料の粉碎に最適なナイロン製ボールミルポット。電子セラミックス、磁性材料、色材塗料など幅広い業界で使用可能。





製品紹介

ナイロンボールミルジャーは高品質の粉碎ジャーです。ナイロンジャーは金属不純物を含まないため、さまざまな金属や高級顔料の粉碎に適した粉碎ジャーです。これらは、貴金属、電子セラミックス、磁性材料、顔料およびコーティング、その他の産業で広く使用できます。



技術的パラメータ

機種仕様	外径(mm)	内径(mm)	高さ(mm)
25ML	63	31	65
50ML	63	43	59
100ML	68	48	76
250ML	88	68	98
500ML	108	88	115
1L	133	109	142
1.5L	133	109	178
2L	158	134	172
2.5L	158	134	202
3L	158	138	210
4L	178	158	226
5L	218	190	217
10L	246	218	307
15L	273	243	372
20L	320	285	359
25L	320	285	424

注: 5L □ 25L ボールミルタンクはステンレス鋼で覆われています。肉厚仕様についてはお問い合わせください。

お客様のニーズに応じてさまざまなサイズをカスタマイズできます。

製品特長

1. 滑らかな外観；
2. より高い硬度；
3. 各種溶剤（アセトン、アルコール等）に強い；
4. 耐衝撃性；
5. 良好な靱性；
6. 高い耐摩耗性；
7. 製品が汚染されにくい；
8. 長寿命；
9. 高い研削効率；
10. 原材料は輸入された材料から加工されています。

アクセサリとカスタマイズ

アクセサリ

粉碎ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。