

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



유성 볼밀 용기

나일론 행성 볼밀 항아리

나일론 행성 볼밀 항아리는 금속 불순물이 없어 귀금속 및 고급 안료 연삭에 최적이며, 전자 세라믹, 자성 재료, 색료, 도료 등 다양한 산업에서 널리 사용되는 우수한 연삭 용기입니다.

<https://www.labballmill.com/ko/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/nylon-planetary-mill-jar.html>


Generated at 2026-07-28 15:31:07



제품 개요


나일론 행성 볼밀 항아리는 금속 불순물이 없어 귀금속 및 고급 안료 연삭에 최적이며, 전자 세라믹, 자성 재료, 색료, 도료 등 다양한 산업에서 널리 사용되는 우수한 연삭 용기입니다.





제품 소개

나일론 볼밀 용기는 고품질 분쇄 용기입니다. 나일론 용기는 금속 불순물을 포함하지 않으며 다양한 금속 및 고급 안료를 분쇄하는 데 선호되는 분쇄 용기입니다. 그들은 귀금속, 전자 세라믹, 자성 재료, 안료 및 코팅 및 기타 산업에 널리 사용될 수 있습니다.



기술적인 매개변수

모델 사양	외경(mm)	내경(mm)	높이(mm)
25ML	63	31	65
50ML	63	43	59
100ML	68	48	76
250ML	88	68	98
500ML	108	88	115
1L	133	109	142
1.5L	133	109	178
2L	158	134	172
2.5L	158	134	202
3L	158	138	210
4L	178	158	226
5L	218	190	217
10L	246	218	307
15L	273	243	372
20L	320	285	359
25L	320	285	424

참고: 5L-25L 볼밀 탱크는 스테인리스 스틸로 덮여 있습니다. 벽 두께 사양은 전화로 문의해 주세요.
고객의 요구에 따라 다양한 크기를 맞춤 설정할 수 있습니다.

제품 특징

1. 매끄러운 외관;
2. 더 높은 경도 ;
3. 다양한 용매(예: 아세톤, 알코올)에 대한 내성 ;
4. 내충격성 ;
5. 좋은 인성 ;
6. 높은 내마모성 ;
7. 제품이 쉽게 오염되지 않습니다. ;
8. 긴 서비스 수명 ;
9. 높은 연삭 효율 ;
10. 원자재는 수입 원자재로 가공됩니다.

액세서리 및 맞춤 제작

액세서리

분쇄 용기, 가열 요소, 샘플 홀더, 제어 모듈 및 기타 호환 액세서는 제품 구성에 따라 선택할 수 있습니다.

맞춤 구성

전압, 용량, 챔버 크기, 공정 온도 또는 적용 요구 사항은 적절한 구성을 위해 TENCAN에 문의하십시오.