

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



BÌNH NGHIỆN BI HÀNH TINH

Lọ nghiền bi nylon hành tinh

Lọ nghiền bi nylon không chứa tạp chất kim loại, lý tưởng nghiền kim loại và bột màu, dùng rộng rãi.

<https://www.labballmill.com/vi/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/nylon-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:31:16



Tổng quan sản phẩm


Lọ nghiền bi nylon không chứa tạp chất kim loại, lý tưởng nghiền kim loại và bột màu, dùng rộng rãi.





Giới thiệu sản phẩm

Bình nghiền bi nylon là loại bình nghiền chất lượng cao. Lọ nylon không chứa tạp chất kim loại và là loại lọ nghiền được ưa chuộng để nghiền các kim loại khác nhau và bột màu cao cấp. Chúng có thể được sử dụng rộng rãi trong kim loại quý, gốm sứ điện tử, vật liệu từ tính, chất màu và chất phủ và các ngành công nghiệp khác.



Thông số kỹ thuật

Thông số mẫu	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Chiều cao (mm)
25ML	63	31	65
50ML	63	43	59
100ML	68	48	76
250ML	88	68	98
500ML	108	88	115
1L	133	109	142
1.5L	133	109	178
2L	158	134	172
2.5L	158	134	202
3L	158	138	210
4L	178	158	226
5L	218	190	217
10L	246	218	307
15L	273	243	372
20L	320	285	359
25L	320	285	424

Lưu ý: Thùng máy nghiền bi 5L-25L được bọc bằng thép không gỉ. Hãy gọi cho chúng tôi để biết thông số kỹ thuật độ dày của tường.

Kích cỡ khác nhau có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

Tính năng sản phẩm

1. Ngoại hình mượt mà;
2. Độ cứng cao hơn ;
3. Chịu được các dung môi khác nhau (như axeton, rượu) ;
4. Chống va đập ;
5. Độ dẻo dai tốt ;
6. Khả năng chống mài mòn cao ;
7. Không dễ làm nhiễm bẩn sản phẩm ;
8. Tuổi thọ dài ;
9. Hiệu quả mài cao ;
10. Nguyên liệu được chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu.

Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.