

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



СТАКАНЫ ДЛЯ ПЛАНЕТАРНЫХ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ

Полиуретановая банка для планетарной мельницы

Высокоизносостойкая полиуретановая банка для планетарной мельницы. Не вносит примеси, идеальна для электроники и материалов аккумуляторов.

<https://www.labballmill.com/ru/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/pu-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:31:35



Обзор продукта




Высокоизносостойкая полиуретановая банка для планетарной мельницы. Не вносит примеси, идеальна для электроники и материалов аккумуляторов.




Описание продукта

Износостойкие полиуретановые стаканы шаровых мельниц представляют собой размольные

стаканы с отличными характеристиками в электронной промышленности и производстве аккумуляторных материалов. Во время использования корпус кувшина не содержит вредных примесей в измельчаемых материалах, обеспечивая качество электронных продуктов. Цистерна шаровой мельницы из полиуретана, разработанная нашей компанией, имеет цельную конструкцию, большие углы дуги, толстые стенки резервуара, легкое и плотное уплотнение, прозрачный корпус резервуара, красивый внешний вид, прочность и долговечность. Во время использования нелегко вызвать утечку зазора, мертвые углы для хранения материала и другие нежелательные явления.





Технические параметры

Характеристики модели	Внешний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Высота (мм)
100ML	68	53	69
250ML	98	74	90
500ML	106	87	104
1L	132	105	135
1.5L	132	116	161
3L	159	139	223
5L	192	168	251
10L	243	219	286

Примечание: нержавеющая сталь 1,5–10 л, конкретную толщину стенок уточняйте по телефону. Различные спецификации могут быть настроены в соответствии с потребностями клиента.

Особенности продукта

Профессиональное открытие формы, цельное литье, большие углы дуги, толстые стенки резервуара, легкая и герметичная герметизация, прозрачный корпус резервуара, красивый внешний вид, прочность и долговечность. Во время использования нелегко вызвать утечку зазора, мертвые углы для хранения материала и другие нежелательные явления.

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.