

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



遊星ボールミル用粉碎ジャー

PUプラネタリーボールミルポット

高耐磨ポリウレタンボールミル容器は、電子業界や電池材料において優れた性能を発揮します。
使用中に容器から有害不純物が混入しにくく、電子製品の品質を保証します。

<https://www.labballmill.com/ja/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/pu-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:31:39



製品概要





高耐磨ポリウレタンボールミル容器は、電子業界や電池材料において優れた性能を発揮します。使用中に容器から有害不純物が混入しにくく、電子製品の品質を保証します。




製品紹介

耐摩耗性に優れたポリウレタンボールミルジャーは、エレクトロニクス産業や電池材料において優れた性能

を発揮する粉碎ジャーです。使用中にジャー本体が研削材に有害な不純物を持ち込む可能性が低く、電子製品の品質が保証されます。当社が開発したポリウレタンボールミルタンクは、一体構造、寛大な円弧角、厚いタンク壁、簡単なシールとしっかりしたシール、透明なタンク本体、美しい外観、丈夫で耐久性があります。使用中に隙間漏れ、材料保管のデッドコーナー、その他の望ましくない現象を引き起こすのは簡単ではありません。





技術的パラメータ

機種仕様	外径(mm)	内径(mm)	高さ(mm)
100ML	68	53	69
250ML	98	74	90
500ML	106	87	104
1L	132	105	135
1.5L	132	116	161
3L	159	139	223
5L	192	168	251
10L	243	219	286

注: 1.5L-10L ステンレス鋼、具体的な肉厚についてはお問い合わせください。
顧客のニーズに応じてさまざまな仕様をカスタマイズできます

製品特長

プロフェッショナルな金型開口部、一体鋳造、寛大な円弧角、厚いタンク壁、簡単なシールとしっかりしたシール、透明なタンク本体、美しい外観、丈夫で耐久性があります。使用中に隙間漏れ、材料保管のデッドコーナー、その他の望ましくない現象を引き起こすのは簡単ではありません。

アクセサリーとカスタマイズ

アクセサリ

粉砕ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。