

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



유성 볼밀 용기

폴리우레탄 행성 볼밀 용기

고내마모성 PU 행성 볼밀 용기는 전자 산업과 배터리 재료 분쇄에 탁월한 성능을 제공합니다. 분쇄 과정에서 유해 불순물 유입을 차단하여 제품 품질을 유지합니다.

<https://www.labballmill.com/ko/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/pu-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:31:43



제품 개요





고내마모성 PU 형성 볼밀 용기는 전자 산업과 배터리 재료 분쇄에 탁월한 성능을 제공합니다. 분쇄 과정에서 유해 불순물 유입을 차단하여 제품 품질을 유지합니다.




제품 소개

내마모성이 뛰어난 폴리우레탄 볼밀 용기는 전자 산업 및 배터리 소재 분야에서 탁월한 성능을 발휘하는 분쇄

용기입니다. 사용 중에 용기 본체가 분쇄 재료에 유해한 불순물을 가져오지 않아 전자 제품의 품질이 보장됩니다. 우리 회사에서 개발한 폴리우레탄 볼밀 탱크는 일체형 구조, 넉넉한 호 각도, 두꺼운 탱크 벽, 쉬운 밀봉 및 단단한 밀봉, 투명한 탱크 본체, 아름다운 외관, 강하고 내구성이 있습니다. 사용 중에 틈새 누출, 재료 보관 사각 지대 및 기타 바람직하지 않은 현상을 일으키는 것은 쉽지 않습니다.





기술적인 매개변수

모델 사양	외경(mm)	내경(mm)	높이(mm)
100ML	68	53	69
250ML	98	74	90
500ML	106	87	104
1L	132	105	135
1.5L	132	116	161
3L	159	139	223
5L	192	168	251
10L	243	219	286

참고: 1.5L-10L 스테인리스 스틸, 특정 벽 두께에 대해서는 문의하세요.
고객의 요구에 따라 다양한 사양을 맞춤 설정할 수 있습니다.

제품 특징

전문적인 금형 개방, 일체형 구조, 넉넉한 호 각도, 두꺼운 탱크 벽, 쉬운 밀봉 및 단단한 밀봉, 투명한 탱크 본체, 아름다운 외관, 강하고 내구성이 있습니다. 사용 중에 틈새 누출, 재료 보관 사각지대 및 기타 바람직하지 않은 현상을 일으키는 것은 쉽지 않습니다.

액세서리 및 맞춤 제작

액세서리

분쇄 용기, 가열 요소, 샘플 홀더, 제어 모듈 및 기타 호환 액세서는 제품 구성에 따라 선택할 수 있습니다.

맞춤 구성

전압, 용량, 챔버 크기, 공정 온도 또는 적용 요구 사항은 적절한 구성을 위해 TENCAN에 문의하십시오.