

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



JARRAS PARA MOLINO PLANETARIO DE BOLAS

Frasco de molino planetario de PU

Frasco de molino planetario de PU, alta resistencia para electrónica y baterías. No contamina el material.

<https://www.labballmill.com/es/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/pu-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:31:50



Descripción general del producto




Frasco de molino planetario de PU, alta resistencia para electrónica y baterías. No contamina el material.




Introducción del producto

Los tarros de molino de bolas de poliuretano altamente resistentes al desgaste son tarros de

molienda con excelente rendimiento en la industria electrónica y materiales de baterías. Durante el uso, no es probable que el cuerpo del frasco aporte impurezas nocivas a los materiales de molienda, lo que garantiza la calidad de los productos electrónicos. El tanque de molino de bolas de poliuretano desarrollado por nuestra empresa tiene una estructura integral, ángulos de arco generosos, paredes gruesas del tanque, sellado fácil y hermético, cuerpo del tanque transparente, apariencia hermosa, resistente y duradero. No es fácil provocar fugas en espacios, rincones muertos en el almacenamiento de material y otros fenómenos indeseables durante el uso.





Parámetros técnicos

Especificaciones del modelo	Diámetro exterior (mm)	Diámetro interior (mm)	Altura (mm)
100ML	68	53	69
250ML	98	74	90
500ML	106	87	104
1L	132	105	135
1.5L	132	116	161
3L	159	139	223
5L	192	168	251
10L	243	219	286

Nota: Acero inoxidable de 1,5 L a 10 L; llame para conocer el espesor de pared específico. Se pueden personalizar diferentes especificaciones según las necesidades del cliente.

Características del producto

Apertura de molde profesional, fundición integral, ángulos de arco generosos, paredes gruesas del tanque, sellado fácil y sellado hermético, cuerpo del tanque transparente, apariencia hermosa, resistente y duradero. No es fácil provocar fugas en espacios, rincones muertos en el almacenamiento de material y otros fenómenos indeseables durante el uso.

Accesorios y personalización

Accesorios

Los frascos de molienda, elementos calefactores, soportes de muestras, módulos de control y otros accesorios compatibles se pueden seleccionar según la configuración del producto.

Personalización

Para requisitos de voltaje, capacidad, tamaño de cámara, temperatura de proceso o aplicación, contacte con TENCAN para una configuración adecuada.