

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



BÌNH NGHIỆN BI HÀNH TINH

Hũ nghiền bi hành tinh PU

Hũ nghiền bi PU chịu mài mòn cao, hiệu suất tốt cho ngành điện tử và pin. Thân hũ không gây tạp chất có hại, đảm bảo chất lượng sản phẩm điện tử.

<https://www.labballmill.com/vi/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/pu-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:31:54



Tổng quan sản phẩm





Hũ nghiền bi PU chịu mài mòn cao, hiệu suất tốt cho ngành điện tử và pin. Thân hũ không gây tạp chất có hại, đảm bảo chất lượng sản phẩm điện tử.




Giới thiệu sản phẩm

Bình nghiền bi polyurethane có khả năng chịu mài mòn cao là loại cối nghiền có hiệu suất tuyệt vời trong

ngành công nghiệp điện tử và vật liệu pin. Trong quá trình sử dụng, thân cối không có khả năng mang tạp chất có hại vào nguyên liệu xay, đảm bảo chất lượng của sản phẩm điện tử. Bể nghiền bi polyurethane do công ty chúng tôi phát triển có cấu trúc nguyên khối, góc cung rộng, thành bể dày, dễ dàng bịt kín và bịt kín, thân bể trong suốt, hình thức đẹp, chắc chắn và bền bỉ. Không dễ gây ra rò rỉ khe hở, góc chết bảo quản vật liệu và các hiện tượng không mong muốn khác trong quá trình sử dụng.





Thông số kỹ thuật

Thông số mẫu	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Chiều cao (mm)
100ML	68	53	69
250ML	98	74	90
500ML	106	87	104
1L	132	105	135
1.5L	132	116	161
3L	159	139	223
5L	192	168	251
10L	243	219	286

Lưu ý: Thép không gỉ 1.5L-10L, vui lòng gọi để biết độ dày thành cụ thể.

Thông số kỹ thuật khác nhau có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng

Tính năng sản phẩm

Mở khuôn chuyên nghiệp, đúc nguyên khối, góc hồ quang rộng, thành bể dày, dễ dàng bịt kín và bịt kín, thân bể trong suốt, hình thức đẹp, chắc chắn và bền bỉ. Không dễ gây ra rò rỉ khe hở, góc chết bảo quản vật liệu và các hiện tượng không mong muốn khác trong quá trình sử dụng.

Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.