

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



FRASCOS PARA MOINHO DE BOLAS PLANETÁRIO

Jarra de moinho planetário de PU

Jarra de moinho planetário de poliuretano de alta resistência ao desgaste, ideal para indústria eletrônica e materiais de bateria. Não introduz impurezas, garantindo a qualidade dos produtos.

<https://www.labballmill.com/pt/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/pu-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:32:02






Visão geral do produto


Jarra de moinho planetário de poliuretano de alta resistência ao desgaste, ideal para indústria eletrônica e materiais de bateria. Não introduz impurezas, garantindo a qualidade dos produtos.



Introdução do produto

Os potes para moinhos de bolas de poliuretano altamente resistentes ao desgaste são potes de moagem com excelente desempenho na indústria eletrônica e materiais de baterias. Durante o uso, é improvável que o corpo do frasco traga impurezas prejudiciais para os materiais de moagem, garantindo a qualidade dos produtos eletrônicos. O tanque do moinho de bolas de poliuretano desenvolvido por nossa empresa possui uma estrutura integral, ângulos de arco generosos, paredes espessas do tanque, vedação fácil e hermética, corpo do tanque transparente, aparência bonita, forte e durável. Não é fácil causar vazamentos, cantos mortos de armazenamento de material e outros fenômenos indesejáveis durante o uso.





Parâmetros técnicos

Especificações do modelo	Diâmetro externo (mm)	Diâmetro interno (mm)	Altura (mm)
100ML	68	53	69
250ML	98	74	90
500ML	106	87	104
1L	132	105	135
1.5L	132	116	161
3L	159	139	223
5L	192	168	251
10L	243	219	286

Observação: aço inoxidável 1,5L-10L, consulte a espessura específica da parede.

Diferentes especificações podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente

Características do produto

Abertura profissional do molde, fundição integral, ângulos de arco generosos, paredes grossas do tanque, vedação fácil e hermética, corpo do tanque transparente, aparência bonita, forte e durável. Não é fácil causar vazamentos, cantos mortos de armazenamento de material e outros fenômenos indesejáveis durante o uso.

Acessórios e personalização

Acessórios

Jarras de moagem, elementos de aquecimento, suportes de amostras, módulos de controle e outros acessórios compatíveis podem ser selecionados de acordo com a configuração do produto.

Personalização

Para requisitos de tensão, capacidade, tamanho da câmara, temperatura de processo ou aplicação, entre em contato com a TENCAN para uma configuração adequada.