

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



جرار مطحنة الكرة الكوكبية

جرة مطحنة كوكبية من البولي يوريثان

جرة طحن عالية المقاومة من البولي يوريثان تستخدم في الإلكترونيات والبطاريات، لا تسبب تلوثاً للمواد، تضمن جودة المنتجات الإلكترونية.

<https://www.labballmill.com/ar/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/put-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:32:05



نظرة عامة على المنتج

جرة طحن عالية المقاومة من البولي يوريثان تستخدم في الإلكترونيات والبطاريات، لا تسبب تلوثاً للمواد، تضمن جودة المنتجات الإلكترونية.




مقدمة المنتج

إن أوعية مطحنة الكرات المصنوعة من مادة البولي يوريثان شديدة المقاومة للاهتراء عبارة عن أوعية طحن ذات أداء ممتاز في

صناعة الإلكترونيات ومواد البطاريات. أثناء الاستخدام، من غير المحتمل أن يقوم جسم الجرة بإدخال شوائب ضارة إلى مواد الطحن، مما يضمن جودة المنتجات الإلكترونية. يتميز خزان مطحنة الكرة من مادة البولي يوريثين الذي طورته شركتنا بهيكل متكامل وزوايا قوسية سخية وجدران خزان سميكة وختم سهل وختم محكم وجسم خزان شفاف ومظهر جميل وقوي ومتين. ليس من السهل التسبب في تسرب الفجوة وزوايا تخزين المواد الميتة وغيرها من الظواهر غير المرغوب فيها أثناء الاستخدام.





المعلومات التقنية

مواصفات النموذج	(القطر الخارجي (مم)	(القطر الداخلي (مم)	(الارتفاع (مم)
100ML	68	53	69
250ML	98	74	90
500ML	106	87	104
1L	132	105	135
1.5L	132	116	161
3L	159	139	223
5L	192	168	251
10L	243	219	286

يرجى الاتصال لمعرفة سمك الجدار المحدد. L-10L ملحوظة: الفولاذ المقاوم للصدأ 1.5
مواصفات مختلفة يمكن تخصيصها وفقا لاحتياجات العملاء

ميزات المنتج

فتح القالب الاحترافي، الصب المتكامل، زوايا القوس السخية، جدران الخزان السمكية، الختم السهل والختم المحكم، جسم الخزان الشفاف، المظهر الجميل، القوي والمتين. ليس من السهل التسبب في تسرب الفجوة وزوايا تخزين المواد الميته وغيرها من الظواهر غير المرغوب فيها أثناء الاستخدام.

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.