

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



جرار مطحنة الكرة الكوكبية

جرة طحن كربيد التنجستن الكوكبية

جرة طحن كربيد التنجستن الكوكبية مصنوعة بتقنية تعدين المساحيق، توفر صلابة فائقة ومقاومة عالية للتآكل والحرارة، مع ثبات حتى 500°م.

<https://www.labballmill.com/ar/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/tungsten-carbide-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:33:12





نظرة عامة على المنتج



جرة طحن كربيد التنجستن الكوكبية مصنوعة بتقنية تعدين المساحيق، توفر صلابة فائقة ومقاومة عالية للتآكل والحرارة، مع ثبات حتى 500°م.



مقدمة المنتج

خزان مطحنة الكرات الكريبيدية الأسمنتية عبارة عن خزان مطحنة كروية مصنوع من مركبات صلبة من معادن مقاومة للحرارة ومعادن مرتبطة من خلال عملية تعدين المسحوق. لديها سلسلة من المزايا مثل الصلابة العالية، مقاومة التآكل، القوة العالية، المتانة الجيدة، مقاومة الحرارة ومقاومة التآكل. من بينها، الصلابة العالية ومقاومة التآكل العالية مميزة بشكل خاص، وتظل دون تغيير بشكل أساسي حتى عند درجة حرارة 500 درجة مئوية.





تُستخدم أوعية مطحنة الكرات الكربيدية في مطاحن الكرات الكوكبية، المجهزة بكرات طحن الكربيد، لطحن المساحيق عالية الصلابة مثل مسحوق الكربيد، والماس، والصنفرة.

المعلومات التقنية

مواصفات النموذج	(القطر الخارجي (مم)		(القطر الداخلي (مم)		(الارتفاع (مم)	
	جدار سميك	جدار رقيق	جدار سميك	جدار رقيق	جدار سميك	جدار رقيق
50ML	48	/	38	/	54	/
100ML	62	/	48	/	72	/
250ML	87	/	71	/	83	/
500ML	106	88	90	81	108	110
1L	131	107	115	100	118	140
1.5L	131	132	115	125	158	140
2L	157	132	141	125	148	181
2.5L	157	158	141	151	183	156
3L	157	158	141	151		
4L	178	179	162	170	213	186
5L	192	/	182	/	209	/
10L	243	/	232	/	259	/
15L	271	/	261	/	295	/
20L	320	/	310	/	284	/
25L	320	/	310	/	347	/

مميزات المنتج

1. مقاومة درجات الحرارة العالية، مع درجة حرارة العمل تصل إلى 1000 درجة مئوية.
2. مقاومة التآكل العالية، لا تزال تتمتع بمقاومة تآكل عالية عند درجة حرارة 500 درجة مئوية.
3. الصلابة العالية، الصلابة العالية جداً هي السمة الرئيسية لخزانات الكربيد.
4. صلابة قوية، ليس فقط لديها صلابة عالية، ولكن لديها أيضاً صلابة جيدة.

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.