

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



BÌNH NGHIỆN BÌ HÀNH TINH

Bình nghiền bi hành tinh nylon cường lực

Bình nghiền bi hành tinh nylon cường lực, chịu mài mòn, đúc liền khối, bền bỉ. Tối ưu cho máy nghiền bi.

<https://www.labballmill.com/vi/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/tempered-nylon-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:34:13




Tổng quan sản phẩm

Bình nghiền bi hành tinh nylon cường lực, chịu mài mòn, đúc liền khối, bền bỉ. Tối ưu cho máy nghiền bi.



Giới thiệu sản phẩm

Bể chứa máy nghiền bi nylon cường lực hành tinh là một bể chứa nylon đã được cải tiến có khả năng chống mài mòn tốt. Nó được hình thành bằng cách đúc khuôn và có độ bền cao. Đây là bể nghiền bi được ưu tiên khi nghiền vật liệu trong máy nghiền bi.



Thông số kỹ thuật

Thông số mẫu	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Chiều cao (mm)
250ml	98	73	90
500ml	109	84	120
1000ml	133	108	140
2000ml	159	145	175
3000ml	178	154	198
5000ml	219	188	218
10L	248	216	300

Tính năng sản phẩm

1. Đúc khuôn tích hợp, độ nén tốt, mật độ cao hơn nylon thông thường
2. Tính đồng nhất tốt, không có ứng suất bên trong và cấu trúc ổn định hơn
3. Sửa đổi cường độ, độ cứng cao, độ cứng tốt, hệ số ma sát nhỏ
4. Độ cứng cao và chống mài mòn tốt
5. Độ cứng tốt, khả năng chống va đập mạnh và có thể tạo ra âm thanh kim loại sắc nét khi va chạm.
6. Hệ số ma sát nhỏ và sinh nhiệt thấp hơn
7. Khả năng chịu nhiệt tốt, nhiệt độ biến dạng chịu nhiệt vượt quá 90°C

Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.