

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



جرار مطحنة الكرة الكوكبية

وعاء طحن نايلون مقوى كوكبي

وعاء طحن نايلون مقوى كوكبي مصنوع من النايلون المعدل، مقاومة عالية للتآكل، مصبوب بقوالب متكامل، متين وطويل العمر، مثالي لطحن المواد في المطاحن الكوكبية.

<https://www.labballmill.com/ar/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/tempered-nylon-planetary-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:34:22




نظرة عامة على المنتج

وعاء طحن نايلون مقوى كوكبي مصنوع من النايلون المعدل، مقاومة عالية للتآكل، مصبوب بقوالب متكامل، متين وطويل العمر، مثالي لطحن المواد في المطاحن الكوكبية.



مقدمة المنتج

إن خزان مطحنة الكرة المصنوعة من النايلون المقسى الكوكبي عبارة عن خزان نايلون معدل مع مقاومة جيدة للتآكل. يتم تشكيلها عن طريق صب القالب وهي متينة. إنه خزان الطحن الكروي المفضل عند طحن المواد في مطحنة الكرات.



المعلومات التقنية

مواصفات النموذج	(القطر الخارجي (مم)	(القطر الداخلي (مم)	(الارتفاع (مم)
250ml	98	73	90
500ml	109	84	120
1000ml	133	108	140
2000ml	159	145	175
3000ml	178	154	198
5000ml	219	188	218
10L	248	216	300

مميزات المنتج

1. قالب صب متكامل، ضغط جيد، كثافة أعلى من النايلون العادي
 2. التوحيد الجيد، عدم وجود ضغوط داخلية، وهيكل أكثر استقراراً
 3. تعديل مخفف، صلابة عالية، صلابة جيدة، معامل احتكاك صغير
 4. صلابة عالية ومقاومة جيدة للتآكل
 5. صلابة جيدة، مقاومة قوية للصدمات، ويمكن أن تنتج صوتاً معدنياً واضحاً عند الضرب.
 6. معامل احتكاك صغير وإنتاج حرارة أقل
- 7°C. مقاومة جيدة للحرارة، درجة حرارة التشوه المقاومة للحرارة تتجاوز 90

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.