

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



БАНКИ ДЛЯ РОЛИКОВЫХ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ

Нейлоновый барабан шаровой мельницы

Нейлоновый барабан шаровой мельницы без металлических примесей. Идеален для измельчения металлов, пигментов, керамики, магнитных материалов.

<https://www.labballmill.com/ru/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/nylon-roll-mill-jar.html>


Generated at 2026-07-28 15:34:28



Обзор продукта



Нейлоновый барабан шаровой мельницы без металлических примесей. Идеален для измельчения металлов, пигментов, керамики, магнитных материалов.







Описание продукта

Нейлоновый стакан шаровой мельницы представляет собой высококачественный размольный стакан. Нейлоновые стаканы не содержат металлических примесей и являются предпочтительными стаканами для измельчения различных металлов и высококачественных пигментов. Их можно широко использовать в драгоценных металлах, электронной керамике, магнитных материалах, пигментах и покрытиях и других отраслях промышленности.






Технические параметры

модель	Внешний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Высота, включая крышку (мм)
500ml	F108	F88	F137
1000ml	F128	F108	F179
1500ml	F128	F108	Φ202
2000ml	F158	F134	F207
3000ml	F178	F154	Φ237
5000ml	F197	F173	Φ282
10L	Φ249	Φ214	F328
15L	F298	Φ266	Φ340
20L	F298	Φ262	F451

Особенности продукта



Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.