

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ローラーボールミル用粉碎ジャー

ナイロン製ロールミルジャー

ナイロン製ロールミルジャーは金属不純物を含まない高品質研削容器です。貴金属、電子セラミックス、磁性材料、顔料塗料など、幅広い材料の研削に最適で、多くの業界で採用されています。


<https://www.labballmill.com/ja/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/nylon-roll-mill-jar.html>


Generated at 2026-07-28 15:34:32



製品概要



ナイロン製ロールミルジャーは金属不純物を含まない高品質研削容器です。貴金属、電子セラミックス、磁性材料、顔料塗料など、幅広い材料の研削に最適で、多くの業界で採用されています。








製品紹介

ナイロンボールミルジャーは高品質の粉砕ジャーです。ナイロンジャーは金属不純物を含まないため、さまざまな金属や高級顔料の粉砕に適した粉砕ジャーです。これらは、貴金属、電子セラミックス、磁性材料、顔料およびコーティング、その他の産業で広く使用できます。






技術的パラメータ

モデル	外径(mm)	内径(mm)	カバーを含む高さ (mm)
500ml	F108	F88	F137
1000ml	F128	F108	F179
1500ml	F128	F108	Φ202
2000ml	F158	F134	F207
3000ml	F178	F154	Φ237
5000ml	F197	F173	Φ282
10L	Φ249	Φ214	F328
15L	F298	Φ266	Φ340
20L	F298	Φ262	F451

製品特長



アクセサリーとカスタマイズ

アクセサリ

粉碎ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。