

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



WALZEN-KUGELMÜHLEGLAS

Nylon-Rollenmahlbecher

Nylon-Mahlbecher ohne Metallverunreinigungen, ideal für Edelmetalle, Keramik, Magnetmaterialien und Pigmente. Hochwertig und vielseitig einsetzbar.


<https://www.labballmill.com/de/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/nylon-roll-mill-jar.html>


Generated at 2026-07-28 15:34:39



Produktübersicht



Nylon-Mahlbecher ohne Metallverunreinigungen, ideal für Edelmetalle, Keramik, Magnetmaterialien und Pigmente. Hochwertig und vielseitig einsetzbar.








Produkteinführung

Der Nylon-Kugelmühlbecher ist ein hochwertiger Mahlbecher. Nylongefäße enthalten keine Metallverunreinigungen und sind die bevorzugten Mahlgefäße zum Mahlen verschiedener Metalle und hochwertiger Pigmente. Sie können in großem Umfang in Edelmetallen, elektronischer Keramik, magnetischen Materialien, Pigmenten und Beschichtungen sowie in anderen Branchen eingesetzt werden.






Technische Parameter

Modell	Außendurchmesser (mm)	Innendurchmesser (mm)	Höhe inklusive Abdeckung (mm)
500ml	F108	F88	F137
1000ml	F128	F108	F179
1500ml	F128	F108	Φ202
2000ml	F158	F134	F207
3000ml	F178	F154	Φ237
5000ml	F197	F173	Φ282
10L	Φ249	Φ214	F328
15L	F298	Φ266	Φ340
20L	F298	Φ262	F451

Produktmerkmale



Zubehör und Anpassung

Zubehör

Mahlbecher, Heizelemente, Probenhalter, Steuermodule und weiteres passendes Zubehör können entsprechend der Produktkonfiguration ausgewählt werden.

Anpassung

Für Spannung, Kapazität, Kammergröße, Prozesstemperatur oder Anwendungsanforderungen kontaktieren Sie bitte TENCAN für eine passende Konfiguration.