

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



BÌNH NGHIỆN BI LĂN

Lọ nghiền bi nylon trực lăn

Lọ nghiền bi nylon chất lượng cao, không chứa tạp chất kim loại, lý tưởng cho nghiền kim loại quý và bột màu cao cấp. Ứng dụng trong gốm điện tử, vật liệu từ, sơn phủ.

<https://www.labballmill.com/vi/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/nylon-roll-mill-jar.html>


Generated at 2026-07-28 15:34:46



Tổng quan sản phẩm



Lọ nghiền bi nylon chất lượng cao, không chứa tạp chất kim loại, lý tưởng cho nghiền kim loại quý và bột màu cao cấp. Ứng dụng trong gốm điện tử, vật liệu từ, sơn phủ.








Giới thiệu sản phẩm

Cối nghiền bi nylon là loại cối xay chất lượng cao. Lọ nylon không chứa tạp chất kim loại và là loại lọ nghiền được ưa chuộng để nghiền các kim loại khác nhau và bột màu cao cấp. Chúng có thể được sử dụng rộng rãi trong kim loại quý, gốm sứ điện tử, vật liệu từ tính, chất màu và chất phủ và các ngành công nghiệp khác.






Thông số kỹ thuật

người mẫu	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Chiều cao bao gồm cả nắp (mm)
500ml	F108	F88	F137
1000ml	F128	F108	F179
1500ml	F128	F108	Φ202
2000ml	F158	F134	F207
3000ml	F178	F154	Φ237
5000ml	F197	F173	Φ282
10L	Φ249	Φ214	F328
15L	F298	Φ266	Φ340
20L	F298	Φ262	F451

Tính năng sản phẩm



Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.