

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



POTS DE BROYEUR À ROULEAUX

Bocal de broyage à rouleaux en nylon

Bocal de broyage en nylon, sans métal, pour métaux précieux, pigments, céramiques et matériaux magnétiques.

<https://www.labballmill.com/fr/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/nylon-roll-mill-jar.html>


Generated at 2026-07-28 15:34:49



Présentation du produit



Bocal de broyage en nylon, sans métal, pour métaux précieux, pigments, céramiques et matériaux magnétiques.








Présentation du produit

Le pot de broyeur à boulets en nylon est un pot de broyage de haute qualité. Les pots en nylon ne contiennent pas d'impuretés métalliques et sont les pots de broyage préférés pour broyer divers métaux et pigments haut de gamme. Ils peuvent être largement utilisés dans les métaux précieux, les céramiques électroniques, les matériaux magnétiques, les pigments et revêtements ainsi que dans d'autres industries.






Paramètres techniques

modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Hauteur avec couvercle (mm)
500ml	F108	F88	F137
1000ml	F128	F108	F179
1500ml	F128	F108	Φ202
2000ml	F158	F134	F207
3000ml	F178	F154	Φ237
5000ml	F197	F173	Φ282
10L	Φ249	Φ214	F328
15L	F298	Φ266	Φ340
20L	F298	Φ262	F451

Caractéristiques du produit



Accessoires et personnalisation

Accessoires

Les bols de broyage, éléments chauffants, porte-échantillons, modules de commande et autres accessoires compatibles peuvent être sélectionnés selon la configuration du produit.

Personnalisation

Pour les exigences de tension, capacité, taille de chambre, température de procédé ou application, veuillez contacter TENCAN pour une configuration adaptée.