

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



FRASCO PARA MOINHO DE BOLAS DE ROLOS

Jarra de moinho de rolo de nylon

Jarra de moinho de nylon de alta qualidade, sem impurezas metálicas. Ideal para moagem de metais preciosos, cerâmica eletrônica, pigmentos e materiais magnéticos.

<https://www.labballmill.com/pt/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/nylon-roll-mill-jar.html>


Generated at 2026-07-28 15:34:53



Visão geral do produto



Jarra de moinho de nylon de alta qualidade, sem impurezas metálicas. Ideal para moagem de metais preciosos, cerâmica eletrônica, pigmentos e materiais magnéticos.








Introdução do produto

O frasco para moinho de bolas de nylon é um frasco para moagem de alta qualidade. Os potes de náilon não contêm impurezas metálicas e são os potes de moagem preferidos para moer vários metais e pigmentos de alta qualidade. Eles podem ser amplamente utilizados em metais preciosos, cerâmica eletrônica, materiais magnéticos, pigmentos e revestimentos e outras indústrias.






Parâmetros técnicos

modelo	Diâmetro externo (mm)	Diâmetro interno (mm)	Altura incluindo tampa (mm)
500ml	F108	F88	F137
1000ml	F128	F108	F179
1500ml	F128	F108	Φ202
2000ml	F158	F134	F207
3000ml	F178	F154	Φ237
5000ml	F197	F173	Φ282
10L	Φ249	Φ214	F328
15L	F298	Φ266	Φ340
20L	F298	Φ262	F451

Características do produto



Acessórios e personalização

Acessórios

Jarras de moagem, elementos de aquecimento, suportes de amostras, módulos de controle e outros acessórios compatíveis podem ser selecionados de acordo com a configuração do produto.

Personalização

Para requisitos de tensão, capacidade, tamanho da câmara, temperatura de processo ou aplicação, entre em contato com a TENCAN para uma configuração adequada.