

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



وعاء مطحنة الكرات الدوارة

جرة مطحنة نايلون دوارة

جرة مطحنة نايلون غير معدنية، مثالية لطحن المعادن الثمينة والأصباغ النقية. تستخدم في السيراميك والمغناطيسيات.




<https://www.labballmill.com/ar/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/nylon-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:34:57



نظرة عامة على المنتج

جرة مطحنة نايلون غير معدنية، مثالية لطحن المعادن الثمينة والأصباغ النقية. تستخدم في السيراميك والمغناطيسيات.



مقدمة المنتج

جرة مطحنة الكرة المصنوعة من النايلون عبارة عن جرة طحن عالية الجودة. الجرار المصنوعة من النايلون لا تحتوي على شوائب معدنية وهي الجرار المفضلة لطحن المعادن المختلفة والأصباغ عالية الجودة. يمكن استخدامها على نطاق واسع في المعادن الثمينة والسيراميك الإلكتروني والمواد المغناطيسية والأصباغ والطلاءات وغيرها من الصناعات.





المعلومات التقنية

نموذج	(القطر الخارجي (مم)	(القطر الداخلي (مم)	(الارتفاع شاملاً الغطاء (مم)
500ml	F108	F88	F137
1000ml	F128	F108	F179
1500ml	F128	F108	Φ202
2000ml	F158	F134	F207
3000ml	F178	F154	Φ237
5000ml	F197	F173	Φ282
10L	Φ249	Φ214	F328
15L	F298	Φ266	Φ340
20L	F298	Φ262	F451

ميزات المنتج



الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.