

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



БАНКИ ДЛЯ РОЛИКОВЫХ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ

Роликовая банка для шаровой мельницы из нержавеющей стали

Роликовая банка для шаровой мельницы из нержавеющей стали для измельчения металлов и неметаллов. Возможна кастомизация вакуумных банок.



<https://www.labballmill.com/ru/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/stainless-steel-roll-mill-jar.html>



Generated at 2026-07-28 15:35:04



Обзор продукта



Роликовая банка для шаровой мельницы из нержавеющей стали для измельчения металлов и неметаллов. Возможна кастомизация вакуумных банок.







Описание продукта

Роликовый размольный стакан из нержавеющей стали представляет собой широко используемый размольный стакан шаровой мельницы и часто используемый размольный стакан для измельчения металлических и неметаллических материалов. Различные модели вакуумных резервуаров также могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика.






Технические параметры

модель	Внешний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Высота, включая крышку (мм)
500ml	F88	F82	144
1000ml	F106	Φ100	172
2000ml	F131	F124	206
3000ml	F158	F152	217
5000ml	F178	F172	269
10L	Φ243	Φ233	307
15L	F271	Φ263	347

Особенности продукта



Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.