

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ローラーボールミル用粉砕ジャー

ステンレススチール製ローラーボールミル罐

このローラーステンレス研磨罐は、金属材料および非金属材料の粉碎に広く使用されているボールミル罐であり、その汎用性の高さから多くの現場で採用されています。また、お客様のご要望に応じて、異なる形状やサイズの真空罐をカスタマイズして提供することも可能です。



<https://www.labballmill.com/ja/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/stainless-steel-roll-mill-jar.html>



Generated at 2026-07-28 15:35:08



製品概要



このローラーステンレス研磨罐は、金属材料および非金属材料の粉碎に広く使用されているボールミル罐であり、その汎用性の高さから多くの現場で採用されています。また、お客様のご要望に応じて、異なる形状やサイズの真空罐をカスタマイズして提供することも可能です。








製品紹介

ローラーステンレス鋼粉砕ジャーは広く使用されているボールミルジャーであり、金属材料および非金属材料の粉砕に一般的に使用される粉砕ジャーです。お客様の要件に応じて、さまざまなモデルの真空タンクをカスタマイズすることもできます。






技術的パラメータ

モデル	外径(mm)	内径(mm)	カバーを含む高さ (mm)
500ml	F88	F82	144
1000ml	F106	Φ100	172
2000ml	F131	F124	206
3000ml	F158	F152	217
5000ml	F178	F172	269
10L	Φ243	Φ233	307
15L	F271	Φ263	347

製品特長



アクセサリーとカスタマイズ

アクセサリ

粉砕ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。