

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



롤러 볼 밀 용기

롤 스테인리스 스틸 볼밀 항아리

롤 스테인리스 스틸 볼밀 항아리는 금속 및 비금속 재료 분쇄에 널리 사용됩니다. 고객 요구에 따라 다양한 진공 항아리 맞춤 제작이 가능합니다.



<https://www.labballmill.com/ko/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/stainless-steel-roll-mill-jar.html>



Generated at 2026-07-28 15:35:12



제품 개요


로 스테인리스 스틸 볼밀 항아리는 금속 및 비금속 재료 분쇄에 널리 사용됩니다. 고객 요구에 따라 다양한 진공 항아리 맞춤 제작이 가능합니다.








제품 소개

롤러 스테인레스 스틸 분쇄 용기는 널리 사용되는 볼 밀 용기이며 금속 재료 및 비금속 재료 분쇄에 일반적으로 사용되는 분쇄 용기입니다. 고객 요구 사항에 따라 다양한 모델의 진공 탱크를 맞춤 설정할 수도 있습니다.





기술적인 매개변수

모델	외경(mm)	내경(mm)	커버 포함 높이(mm)
500ml	F88	F82	144
1000ml	F106	Φ100	172
2000ml	F131	F124	206
3000ml	F158	F152	217
5000ml	F178	F172	269
10L	Φ243	Φ233	307
15L	F271	Φ263	347

제품 특징



액세서리 및 맞춤 제작

액세서리

분쇄 용기, 가열 요소, 샘플 홀더, 제어 모듈 및 기타 호환 액세서는 제품 구성에 따라 선택할 수 있습니다.

맞춤 구성

전압, 용량, 챔버 크기, 공정 온도 또는 적용 요구 사항은 적절한 구성을 위해 TENCAN에 문의하십시오.