

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



WALZEN-KUGELMÜHLEGLAS

Edelstahl-Walzenmahlbecher

Weit verbreiteter Edelstahl-Walzenmahlbecher für Metall- und Nichtmetallmaterialien. Kundenspezifische Vakuumbehälter auf Anfrage.



<https://www.labballmill.com/de/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/stainless-steel-roll-mill-jar.html>



Generated at 2026-07-28 15:35:16



Produktübersicht



Weit verbreiteter Edelstahl-Walzenmahlbecher für Metall- und Nichtmetallmaterialien.
Kundenspezifische Vakuumbehälter auf Anfrage.








Produkteinführung

Der Walzen-Mahlbecher aus Edelstahl ist ein weit verbreiteter Kugelmöhlenbecher und ein häufig verwendeter Mahlbecher zum Mahlen von Metallmaterialien und nichtmetallischen Materialien. Verschiedene Modelle von Vakuumtanks können auch nach Kundenwunsch angepasst werden.






Technische Parameter

Modell	Außendurchmesser (mm)	Innendurchmesser (mm)	Höhe inklusive Abdeckung (mm)
500ml	F88	F82	144
1000ml	F106	Φ100	172
2000ml	F131	F124	206
3000ml	F158	F152	217
5000ml	F178	F172	269
10L	Φ243	Φ233	307
15L	F271	Φ263	347

Produktmerkmale



Zubehör und Anpassung

Zubehör

Mahlbecher, Heizelemente, Probenhalter, Steuermodule und weiteres passendes Zubehör können entsprechend der Produktkonfiguration ausgewählt werden.

Anpassung

Für Spannung, Kapazität, Kammergröße, Prozesstemperatur oder Anwendungsanforderungen kontaktieren Sie bitte TENCAN für eine passende Konfiguration.