

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



TARROS DE MOLINO DE BOLAS DE RODILLOS

Frasco de molino de bolas de acero inoxidable de rodillo

Frasco de molino de bolas de acero inoxidable para moler metales y no metales.
Personalizable en vacío.



<https://www.labballmill.com/es/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/stainless-steel-roll-mill-jar.html>



Generated at 2026-07-28 15:35:19



Descripción general del producto



Frasco de molino de bolas de acero inoxidable para moler metales y no metales.
Personalizable en vacío.







Introducción del producto

La jarra de molienda con rodillo de acero inoxidable es una jarra de molino de bolas ampliamente utilizada y es una jarra de molienda comúnmente utilizada para moler materiales metálicos y materiales no metálicos. También se pueden personalizar diferentes modelos de tanques de vacío según los requisitos del cliente.






Parámetros técnicos

modelo	Diámetro exterior (mm)	Diámetro interior (mm)	Alto incluyendo tapa (mm)
500ml	F88	F82	144
1000ml	F106	Φ100	172
2000ml	F131	F124	206
3000ml	F158	F152	217
5000ml	F178	F172	269
10L	Φ243	Φ233	307
15L	F271	Φ263	347

Características del producto



Accesorios y personalización

Accesorios

Los frascos de molienda, elementos calefactores, soportes de muestras, módulos de control y otros accesorios compatibles se pueden seleccionar según la configuración del producto.

Personalización

Para requisitos de voltaje, capacidad, tamaño de cámara, temperatura de proceso o aplicación, contacte con TENCAN para una configuración adecuada.