

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



BÌNH NGHIÊN BI LĂN

Bình nghiền bi thép không gỉ dạng lăn

Bình nghiền bi thép không gỉ dạng lăn, dùng nghiền kim loại, phi kim loại. Có thể tùy chỉnh bình chân không.



<https://www.labballmill.com/vi/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/stainless-steel-roll-mill-jar.html>



Generated at 2026-07-28 15:35:21



Tổng quan sản phẩm



Bình nghiền bi thép không gỉ dạng lăn, dùng nghiền kim loại, phi kim loại. Có thể tùy chỉnh bình chân không.








Giới thiệu sản phẩm

Bình nghiền bằng thép không gỉ con lăn là loại bình nghiền bi được sử dụng rộng rãi và là loại bình nghiền thường được sử dụng để nghiền vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại. Các mẫu xe tăng chân không khác nhau cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.






Thông số kỹ thuật

người mẫu	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Chiều cao bao gồm cả nắp (mm)
500ml	F88	F82	144
1000ml	F106	Φ100	172
2000ml	F131	F124	206
3000ml	F158	F152	217
5000ml	F178	F172	269
10L	Φ243	Φ233	307
15L	F271	Φ263	347

Tính năng sản phẩm



Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.